

PDS* Plus

Sutura Antibacteriana Absorbible (Polidioxanona)



UN PLUS
EN PREVENCIÓN



PDS* Plus

Sutura Antibacteriana Absorbible (Polidioxanona)

Sutura

Sutura antibacteriana absorbible PDS* Plus (Polidioxanona).

Tipos

Monofilamento.

Color Del Material

Incoloro y Violeta

Materia Prima

Polímero de poliéster, polidioxanona, recubierto con IRGACARE MP** (Triclosan).

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

3-0 y Mayor

80% en 2 semanas

70% en 4 semanas

60% en 6 semanas

4-0 y Menor

60% en 2 semanas

40% en 4 semanas

35% en 6 semanas

Tiempo De Absorción

Absorción completa entre 182-238 días. Se absorbe por hidrólisis.

Reacción Tisular

Ligera.

Usos Frecuentes

Aproximación de tejidos blandos:

- Cierre pared abdominal
- anastomosis
- Cirugía Pediátrica
- Ortopedia
- Cirugía Cardiovascular

Calibre

6/0 hasta 1

Presentación De Empaque

Plateado.

Información

La sutura antibacteriana PDS* Plus inhibe la colonización bacteriana. Se ha demostrado in-vitro que crea una zona de inhibición contra los patógenos:

- Staphylococcus Aureus y SARM
- Staphylococcus Epidermidis y SERM
- Escherichia Coli
- Klebsiella Pneumoniae

PDS* Plus

Sutura Antibacteriana Absorbible (Polidioxanona)

Suturas Antibacterianas

PDS* Plus

Corte Convencional PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
PC-1 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Incoloro Monofilamento	45cm		PDP833G					
PC-3 PRIME 3/8 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Monofilamento	45cm			PDP844G	PDP845G			

Reverso Cortante. Punta de precisión PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Incoloro Monofilamento	45cm			PDP493G	PDP494G			
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0 mm  MultiPass*	Incoloro Monofilamento	45cm				PDP496G	PDP497G		
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0 mm  MultiPass*	Incoloro Monofilamento	45cm				PDP682G	PDP683G		

ETHIGUARD™ Ahusada

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE			
			3-0	2-0	0	1
SHB 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm	PDPB316H	PDPB317H		
CTB-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm	PDPB332H	PDPB333H	PDPB334H	
CTB 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Monofilamento	90 cm			PDPB358T	PDPB359T
CTB-1 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm			PDPB340 ²	PDPB341H
		90 cm			PDPB346 ²	PDPB347 ²
CTXB 1/2 circ. 48,0 mm 	Violeta Monofilamento	90 cm			PDPB370 ¹²	PDPB371 ¹²
		150 cm LOOP			PDPB990G	



2 - Tres docenas por caja

12 - Dos docenas por caja



PDS* Plus

Sutura Antibacteriana Absorbible (Polidioxanona)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
(2)BV-1 3/8 circ 9,3 mm 	Violeta Monofilamento	75 cm	PDP117H						
(2)C-1 3/8 circ 13,0 mm 	Violeta Monofilamento	75 cm	PDP127H	PDP126H					
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm			PDP304H				
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm			PDP315H	PDP316H	PDP317H		
CT-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm						PDP334H	
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm					PDP339H	PDP340H	PDP341H
		90 cm						PDP346H	
CT 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Monofilamento	70 cm							PDP353G
TP-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Violeta Monofilamento	120cm LOOP							PDP880G
XLH 1/2 circ. 70,0 mm 	Violeta Monofilamento	120cm LOOP							PDP881G

ETHIGUARD™ Punta Roma 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE				
			4-0	3-0	2-0	0	1
TPB-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Violeta Monofilamento	70					PDPB690G
		135					PDPB879G
BP-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Violeta Monofilamento	122 LOOP					PDPB880G
		150 LOOP				PDPB991G	