

## Better surgery for a better world

## Agujas de Insuflación ENDOPATH



La Aguja de Neumo Insuflación ENDOPATH® y la Aguja Ultra Veress son ambas agujas de insuflación. Cada una tiene un mecanismo de seguridad con punzón de resorte en punta roma y cánula de aguja. Este se usa para establecer el neumoperitoneo antes de la endoscopia abdominal.

## Los Componentes de ambas agujas incluyen:

- Aguja de acero inoxidable calibre-14 unida a su extremo proximal por un mango de plástico.
- Mangos cómodos que contienen una llave reguladora de una vía y un conector Luer lock para insuflar la cavidad abdominal.
- Punzón de resorte de punta roma dentro de la cánula de aguja que se extiende más allá de la punta de la aguja. Este se retracta mientras la aguja es empujada a través del tejido abdominal y avanza automáticamente hacia adelante una vez que se ha penetrado el peritoneo.

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD	UNIDADES/ CAJA
PN120	120mm	12
PN150	150mm	12
UV120	120mm	12