

TVT ABBREVO*

DESCRIPCION	Cinta vaginal libre de tensión trans obturadora, para el tratamiento efectivo de la Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE)
PROPIEDADES 	• Corto tiempo quirúrgico • Técnica mínimamente invasiva • Técnica in-out • Malla macro porosa hecha de PROLENE de color azul, de 1.1 cm de grosor por 12 cm de longitud, recubierta por una vaina plástica • posee un lazo con botón de polipropileno q facilita la orientación de la cinta • Instrumental diseñado para facilitar la inserción de la cinta • Control visual de la uretra. • Evita daños en la vejiga • Guía con aletas a traumática con demarcaciones q facilita el pasaje uniforme del implante • Distancia segura del canal obturador (nervio y vasos) • Disminuye el dolor en la parte inguinal
USOS FRECUENTES	• IUE • Deficiencia intrínseca del esfínter uretral. (IUE II Y III) • IUE recurrente • Pacientes con cirugías previas fallidas. • Riesgo de recurrencia • Post reconstrucción uretral
ESTERILIZACION	Óxido de Etileno
PRESENTACION	TVTOML GYNECARE sistema de suspensión TVT Abbrevio
REGISTRO SANITARIO	2011DM – 0007150

* MARCA REGISTRADA POR JOHNSON & JOHNSON