

VICRYL* Plus Recubierto

Sutura Absorbible Antibacteriana (Poliglactina 910)



UN **PLUS**
EN PREVENCIÓN



VICRYL* Plus Recubierto

Sutura Antibacteriana Absorbible (Poliglactina 910)

Sutura

Sutura antibacteriana absorbible **VICRYL* Plus Recubierto** (poliglactina 910).

Tipo

Trenzado.

Color Del Material

Incoloro y Violeta

Materia Prima

Copolímero de láctido (10%) y glicólido (90%) recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio. Presente también IRGACARE MP** (Triclosan), un agente antibacteriano de amplio espectro.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

75% en 2 semanas
50% en 3 semanas
25% en 4 semanas

Tiempo De Absorción

Esencialmente completa entre 56-70 días. Se absorbe por hidrólisis lenta.

Reacción Tisular

Mínima.

Usos Frecuentes

Aproximación y ligadura de tejidos en:

- Todas las especialidades

Calibre

5-0 hasta 2.

Color Del Empaque

Violeta.

Información

La sutura antibacteriana VICRYL* Plus Recubierta inhibe la colonización bacteriana. Se ha comprobado in-vitro que crea una zona de inhibición contra los patógenos:

- Staphylococcus Aureus y SARM
- Staphylococcus Epidermidis y SERM

VICRYL* Plus Recubierto

Sutura Antibacteriana Absorbible (Poliglactina 910)

Reverso Cortante ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE				
			4-0	3-0	2-0	0	1
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm	XYVCP122H	XYVCP123H			
OS-6 1/2 circ. 36,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP535H
CP-35 1/2 circ. 36,4 mm 	Incoloro Trenzado	45 cm			XYVCP166H	XYVCP167H	XYVCP168H

Reverso Cortante - PRIME ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
PS-6 1/2 circ. 11,0 mm 	Incoloro Trenzado	45 cm		VCP511G					
PS-5 1/2 circ. 13,0 mm 	Incoloro Trenzado	45 cm			VCP594G				
PS-4 1/2 circ. 16,0 mm 	Incoloro Trenzado	45 cm		VCP500G					
PS-3 3/8 circ. 16,0 mm 	Incoloro Trenzado	45 cm		VCP506G					
PS-2 3/8 circ. 19,0 mm MultiPass* 	Incoloro Trenzado	45 cm			VCP496H XYVCP196G	VCP497H			
PS-1 3/8 circ. 24,0 mm MultiPass* 	Incoloro Trenzado	45 cm				VCP683H XYVCP183G			
		70 cm			VCP935H	VCP936H			


ETHIGUARD™ Ahusada ⊙

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE				
			4-0	3-0	2-0	0	1
SHB 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm		VCPB316H			
	Incoloro Trenzado	70 cm		VCPB416H	VCPB417H		
CTB-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm			VCPB269H		
CTB 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	90 cm			VCPB357H	VCPB330H	
CTB-1 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm			VCPB259H	VCPB340H	VCPB341H
		90 cm				VCPB346H	
	Incoloro Trenzado	90 cm			VCPB945H		VCPB947H
CTXB 1/2 circ. 48,0 mm 	Incoloro Trenzado	90 cm				VCPB978H	VCPB977H

VICRYL* Plus Recubierto

Sutura Antibacteriana Absorbible (Poliglactina 910)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
TE 3/8 circ. 31,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP406H	XYVCP407H	XYVCP408H	
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm			XYVCP303H	XYVCP304H	XYVCP305H			
SH-1 1/2 circ. 22,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				XYVCP310H	XYVCP311H			
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm			XYVCP314H	XYVCP315H	XYVCP316H	XYVCP317H	XYVCP318H	
CT-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP332H	XYVCP333H	XYVCP334H	XYVCP335H
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP338H	XYVCP339H	XYVCP340H	XYVCP341H
		90 cm						XYVCP345H	XYVCP346H	XYVCP347H
MH 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP322H	XYVCP323H	XYVCP324H	
CT 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP350H	XYVCP351H	XYVCP352H	XYVCP353H
		90 cm							XYVCP358H	XYVCP359H
CTX 1/2 circ. 48,0 mm 	Violeta Trenzado	90 cm						XYVCP369H	XYVCP370H	XYVCP371H
UR-5 5/8 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					XYVCP374H	XYVCP375H	XYVCP376H	