

VICRYL RAPIDE* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)



VICRYL RAPIDE* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Sutura

Sutura de rápida absorción

VICRYL RAPIDE* Recubierto (Poliglactina 910).

Tipos

Trenzado.

Color Del Material

Blanco.

Materia Prima

Copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

50% en 5 días

0% en 14 días

Tiempo De Absorción

Completa aproximadamente a los 42 días.

Se absorbe por hidrólisis.

Reacción Tisular

Mínima.

Usos Frecuentes

Para aproximación superficial de tejidos de la piel y mucosas, cuando solamente se requiere apoyo a la herida a corto plazo (7 a 10 días).

- Piel
- Urología Pediátrica
- Mucosa Oral
- Episiorrafia
- Otorrinolaringología

Quitar lo que está escrito y colocar esto despues de (7 a 10 dias).

Presentación

8/0 hasta 1.

Color Del Empaque

Blanco y Rojo.

VICRYL RAPIDE* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Corte Convencional – PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
PC-3 PRIME 3/8 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm			VR845G			

Reverso Cortante

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
FS-2 3/8 circ. 19,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm			VR9930G			
FS 3/8 circ. 24,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm				VR9940G	VR9941G	

Reverso Cortante - PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE					
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
P-1 PRIME 3/8 circ. 11,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm		VR9915G				
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm		VR4930G				
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm				VR497G		
		70 cm			VR9922G	VR9923G		
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	70 cm				VR9360G		
PS PRIME 3/8 circ. 26,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	70 cm				VR9932G		

VICRYL RAPIDE* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE					
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm	Incoloro Trenzado	70 cm	VR2130G	VR2140G				
SH-1 1/2 circ. 22,0 mm		70 cm		VR2180G	VR2190G			
SH 1/2 circ. 26,0 mm		70 cm				VR470G		
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm		90 cm			VR944G	VR945G		
CT Plus 1/2 circ. 40,0 mm		90 cm					VR9580G	VR9590G

Aguja Quirúrgica TAPERCUT* 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE				
			4-0	3-0	2-0	0	1
V-4 3/8 circ. 17,0 mm	Incoloro Trenzado	70 cm	VR2279G	VR2280G			
V-34 1/2 circ. 36,4 mm		90 cm			VR9962G	VR9963G	VR9964G