

INFORMACION TECNICA DEL DISPOSITIVO



DISTRIBUIDOR	C.I. DISMECOL	
FABRICANTE	UreSil, LLC	
CERTIFICACION SISTEMA		

DE CALIDAD

DIE	POS	TIV	EDI	
סוט	FUS			\mathbf{U}

Biol Colling III Dice			
NOMBRE DE LA FAMILIA	Cateter de drenaje de accesos / Multipoposito		
NOMBRE COMERCIAL		Catéter de drenaje Origin®	
REGISTRO SANITARIO	2021DM-0024687	VIGENCIA	02/12/2031
RIESGO	IIA	VIDA UTIL	5 AÑOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		IMAGENI DEL BRODUCTO	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO IMAGEN DEL PRODUCTO

Los cateteres Uresil estan destinado para un uso a corto plazo (inferior a 30 días), para uso general (GP/Mini-pigtail)/NEPHRO-CATH Nefrostomía: Drenaje percutáneo de abscesos, nefrostomía y otros fluidos.

Los Cateter Origin ahora cuenta con un centro transparente para una mejor visualización, un material de catéter mejorado para facilitar la inserción, una punta cónica mejorada en tamaños más grandes, los orificios más grandes actualmente disponibles en el mercado y marcas de profundidad que pueden confirmar la posición del catéter. Origin da una idea de la innovación que estamos aportando en el mercado del drenaje.



Los catéteres Origin están disponibles en diámetros de 6F a 16F.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

Código de producto	Tamaño/longitud
GPL2-0625H	6F/18 cm
GPL2-0830H	8F / 21 cm
GPL2-1030H	10F / 21 cm
GPL2-1230H	12F/20 cm
GPL2-1430H	14F / 21 cm
GPL2-1630H	16F / 21 cm

INDICACIONES

Este producto está destinado para un uso a corto plazo (inferior a 30 días).

- · Para uso general (GP/Mini-pigtail)/NEPHRO-CATH Nefrostomía: Drenaje percutáneo de abscesos, nefrostomía y otros fluidos.
- CHOLE-CATH Biliar: Drenaje biliar transhepático percutáneo.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto tiene la marca CE y está disponible para la venta en los EE. UU. Y en los países donde el producto ha recibido autorización para la venta cuando corresponda.

El uso de este producto está reservado exclusivamente a médicos con formación.

MATERIALES	DATOS CLINICOS
Cada catéter de uso general (GP) Origin incluye lo siguiente; Catéter, Cánula Metálica, Cánula Flexible, Trocar y Recubrimiento Hidrofílico. El catéter 6F también incluye un obturador. Los catéteres Origin están disponibles en diámetros de 6F a 16F.	El producto tiene la marca CE y está disponible para la venta en los EE. UU. Y en los países donde el producto ha recibido autorización para la venta cuando corresponda.
EMPAQUE	ETIQUETA
Cada catéter de uso general (GP) Origin se empaca en bolsa esteril.	Una etiqueta en la caja y otra en el empaque

CONDICONES DE ALMACENAMIENTO / PROCESO DE ESTERILIZACION

Estéril si el paquete está sin abrir y no está dañado. La reutilización de este dispositivo de un solo uso puede provocar infección al paciente y/o un mal funcionamiento del dispositivo