

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20151592	Nombre producto	CÁNULA SUPRAGLÓTICA I-GEL				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018671	Vencimiento	2028/09/26	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CÁNULA SUPRAGLÓTICA I-GEL CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA DESCRIPCIÓN 1 8201000 I-GEL, NEONATE, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 1.0 (2-5KG) 2 8202000 I-GEL, SMALL PAEDIATRIC, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 2.0 (10-25KG) 3 8203000 I-GEL, SMALL ADULT, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 3 (30-60KG) 4 8204000 I-GEL, MEDIUM ADULT, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 4 (50-90KG) 5 8205000 I-GEL, LARGE ADULT, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 5 (90+KG) 6 8215000 I-GEL, INFANT, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 1.5 (5-12KG) 7 8225000 I-GEL, LARGE PAEDIATRIC, SUPRAGLOTTIC AIRWAY, SIZE 2.5 (25-35KG)						
Marcas	I-GEL						

Datos de Interes

Vida Util	3 AÑOS	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	PARA ESTABLECER Y MANTENER LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE DURANTE ANESTESIA GENERAL Y DURANTE RESUCITACIÓN DEL PACIENTE ADULTO INCONSCIENTE Y DURANTE LA VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE (IPPV) O ESPONTÁNEA.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CAJA POR 2 y 10 UNIDADES.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	INTERSURGICAL S.A.S.	Km 2 5 Aut Medellin Bg 140 Porto Sabana 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
FABRICANTE	VITALTEC CORPORATION (MAX GLORY INC)	N° 12, LANE 4-30	TAIWAN			
FABRICANTE	INTERSURGICAL MEDICAL APPARATUS CO LTD.	N° 1011, LIAOHE ROAD	CHINA			
FABRICANTE	UAB INTERSURGICAL	ARNIONIU G. 60/28-1,	LITUANIA			
FABRICANTE	INTERSURGICAL LIMITED	CRANE HOUSE, MOLLY MILLARS LANE, WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG412RZ	REINO UNIDO			
IMPORTADOR	INTERSURGICAL S.A.S.	Km 2 5 Aut Medellin Bg 140 Porto Sabana 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	INTERSURGICAL S.A.S.	Km 2.5 autopista Medellin Bodega 140 Porto sabana 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	

[Imprimir](#) [<< Atras](#)