

KIT NEBULIZADOR CIRRUS2 CON MASCARILLA SIN PVC



NEBULIZADOR CIRRUS2:

- Tamaño de aerosol idóneo para el depósito traqueobronquial.
- El diámetro medio de las partículas producidas por el Nebulizador Cirrus2 es de 3,5 μ para al menos el 80% del nebulizado.
- Rápido tiempo de suministro: A un flujo de 8 lpm, tarda aproximadamente 6 minutos en suministrar 2 ml de solución medicamentosa.
- Mínimo volumen residual.
- Cierre seguro y sistema anti-goteo hasta un volumen de 6 ml.
- Funcionamiento uniforme **en posición vertical o horizontal**.
- Su conector hembra de 22mm hace que pueda ser utilizado con todas las mascarillas de aerosoles estándar y con diversos accesorios de Intersurgical.
- Cubeta calibrada a 10 ml: Fácil llenado y control del proceso de nebulización de forma eficaz.



COMPONENTES DE KIT:

- Nebulizador Cirrus2, nebulizador de medicamentos.
- Mascarilla de aerosol exenta de PVC en su composición, con conector fijo y ajuste nasal integrado en la mascarilla. Transparente, inodora, suave y fácilmente adaptable. Libre de Látex, incluidos los elásticos.
- Las bandas elásticas van por debajo de las orejas del paciente, aumentando la comodidad y confort.
- Colocación de la mascarilla por encima del mentón, favoreciendo el ajuste y sellado del dispositivo durante la nebulización.
- Sin PVC en la mascarilla, lo que reduce el impacto medioambiental de la eliminación del producto.
- Línea de oxígeno con lumen estrellado resistente a la oclusión.

Productos Exentos de Látex: Lo que se indica en las cajas y en cada envase individual.

Ref	Descripción	Uni/caja
1453, 1453015	Kit de Mascarilla de adulto SIN PVC con nebulizador Cirrus2 y alargadera de oxígeno	30
1454015	Kit de Mascarilla de pediátrico SIN PVC con nebulizador Cirrus2 y alargadera de oxígeno	36
1188	Mascarilla de adulto SIN PVC	50
1402	Nebulizador <i>Cirrus2</i>	75