

### i-gel—la cánula supraglótica sin balón de inflado



- Cánula supraglótica de segunda generación
- Construido de gel termoplástico (SEBS) - libre de látex y de PVC
- Almohadilla ergonómica—sellado por contacto y no por presión
- 7 tamaños para cubrir todo paciente desde 2kg de peso corporal
- Canal gástrico integral
- Bloque de mordida integral
- Retentor de epiglotis
- Indicado para uso en:
  - Anestesia de rutina y de urgencias
  - Resucitación cardiopulmonar (tamaños adultos)
  - Vía aérea difícil—canal para tubo endotraqueal con uso de fibro (tamaños adultos)



| Código | Descripción                                               | Unidad/ caja |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 8201   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 1 (2kg a 5kg)     | 10           |
| 8215   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 1.5 (5g a 12kg)   | 10           |
| 8202   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 2 (10kg a 25kg)   | 10           |
| 8225   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 2.5 (25kg a 35kg) | 10           |
| 8203   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 3 (30kg a 60kg)   | 25           |
| 8204   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 4 (50kg a 90kg)   | 25           |
| 8205   | <i>i-gel</i> cánula supraglótica tamaño 5 (>90kg)         | 25           |