

MASCARILLA DE OXIGENO CON INDICADOR RESPIRATORIO "RESPI-CHECK"

"Respi-Check"

Mascarilla de alta concentración de oxígeno con indicador respiratorio que permite medir la frecuencia respiratoria de forma visual de forma simple e inmediata

FACIL DE UTILIZAR

No altera el funcionamiento de la mascarilla de oxígeno de alta concentración con reservorio. Es operativa desde que se coloca al paciente.

INDICADOR RESPIRATORIO

Bola coloreada altamente visible contenida dentro de un tubo transparente.

Rota 360° por lo que funciona en cualquier posición.

CONTROL DEL AJUSTE FACIAL

Proporciona una confirmación visual

del correcto ajuste de la mascarilla y por lo tanto de la correcta concentración de oxígeno inspirado.

USO CONTINUADO

Proporciona durante horas información en tiempo real de la respiración del paciente y del suministro de oxígeno.

CONTROL DE LA APNEA

Indica de forma instantánea si el paciente ha dejado de respirar.

PRODUCTO DE UN SOLO USO LIBRE DE LATEX

Elimina el riesgo de infecciones cruzadas.

FUNCIONAMIENTO

El flujo de oxígeno en la mascarilla empuja a la bola a la parte superior del tubo. La presión negativa generada durante la inspiración del paciente hace que la bola baje a la parte inferior del tubo. Estos movimientos muestran cada respiración del paciente:

Inspiración



Espiración



Referencia	Descripción	Presentación
1202	Mascarilla de Alta Concentración de Oxígeno con Indicador Respiratorio "Respi-Check". Para adultos	20 uds/caja
1292	Mascarilla de Alta Concentración de Oxígeno con Indicador Respiratorio "Respi-Check". Para pediatría	20 uds/caja

✓ PRODUCTOS EXENTOS DE LÁTEX







