

KIT NEBULIZADOR CIRRUS CON MASCARILLA


NEBULIZADOR CIRRUS:

- Tamaño de aerosol idóneo para el depósito traqueobronquial.
El diámetro medio de las partículas producidas por el Nebulizador Cirrus es de $3,5 \mu$ para al menos el 80% del nebulizado.
- Rápido tiempo de suministro: A un flujo de 8 lpm, tarda aproximadamente 6 minutos en suministrar 2 ml de solución medicamentosa.
- Mínimo volumen residual.
- Cierre seguro y sistema anti-goteo hasta un volumen de 6 ml.
- Funcionamiento uniforme en posición horizontal y vertical: El Nebulizador Cirrus funciona de forma efectiva en un ángulo de 90°
- Su conector hembra de 22mm hace que pueda ser utilizado con todas las mascarillas de aerosoles estándar y con diversos accesorios de Intersurgical.



COMPONENTES DEL KIT:

- Nebulizador Cirrus, nebulizador de medicamentos
- Mascarilla de aerosol fabricada en PVC con conector basculante o pinza de ajuste nasal. Transparente, inodora, suave y fácilmente adaptable. Libre de Látex, incluidos los elásticos.
- Línea de oxígeno con lumen estrellado resistente a la oclusión.



✓ **Productos Exentos de Látex:** Lo que se indica en las cajas y en cada envase individual.

Referencia	Descripción	Unidades /caja
1493	Mascarilla de adulto SIN ajuste nasal y conector basculante	35
1483	Mascarilla de adulto CON ajuste nasal y conector fijo	35
1494	Mascarilla pediátrica SIN ajuste nasal y conector basculante	40
1484	Mascarilla pediátrica CON ajuste nasal y conector fijo	40
1200.001	Mascarilla de traqueo de adulto con conector basculante y tubo coarrugado	20

