



Nuevo filtro humidificador bacteriano-vírico de membrana plisada

Intersurgical presenta una nueva versión mejorada de su filtro de bajo volumen con membrana plisada **Hydro-Guard Mini MK II**, para utilizar en pacientes adultos ventilados

Los avances en las técnicas de fabricación, nos han permitido mejorar el diseño y prestaciones de nuestro filtro de membrana plisada, ahora:

- **Más hidrofóbico**
- **Con mayor integridad**
- **Menor resistencia al flujo**
- **Tapón integrado**

Este Filtro de Membrana Plisada de Alta Eficacia se caracteriza por su:

- ✓ Carcasa transparente de polipropileno que permite visualizar cualquier sustancia
- ✓ Puerto de monitorización con tapón de seguridad integrado
- ✓ Espacio muerto reducido, bajo peso y mínima resistencia
- ✓ Hidrofóbico; previene contra el paso de fluidos

Además de ofrecer una alta eficacia de filtración frente a partículas, funciona como un intercambiador de calor y humedad, por lo que el **Hydro-Guard Mini MKII** puede ser utilizado como filtro e intercambiador de calor y humedad (HMEF) en quirófano, y como filtro en UCI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hydro-Guard Mini MKII ha sido validado frente a aerosoles de virus y bacterias, siguiendo el protocolo definido en el Borrador del Estándar Internacional para la evaluación de filtros respiratorios bajo condiciones secas y húmedas. Así el usuario puede tener seguridad de la integridad del producto, así como de su eficacia comparativa frente a cualquier otro filtro testado bajo los criterios del mismo protocolo reconocido.
Cada producto se ha testado al 100% individualmente.

Datos Técnicos	Ref. 1745
Eficacia de Filtración Bacteriana	>99.99999%*
Eficacia de Filtración Vírica	>99.999%*
Retorno de humedad	23 mg H ₂ O@ 60lpm
Resistencia @ 60 lpm	2,8 cm H ₂ O
Volumen Muerto	63 ml
Peso	30 g
Conexiones	22F/15M-22M/15F
Mínimo Volumen Tidal Recomendado	200 ml
Unidades / caja	40

*Testados según el protocolo descrito en el Borrador de Estándar Internacional (BSEN 13328/1)

Referencia	Descripción	Uds. /Caja
1745	Filtro de membrana plisada "Hydro-Guard Mini MK II" con puerto de monitorización de CO ₂	40
1745.011	Filtro de membrana plisada "Hydro-Guard Mini MK II" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil recta con memoria	75
1745.012	Filtro de membrana plisada "Hydro-Guard Mini MK II" con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil acodada con memoria	75



MG130306

INTERSURGICAL S.A.
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES

C/ Plasencia, 39. Pol. Ind. Las Nieves
28935 Móstoles. Madrid
Tel.: 916657315, Fax: 916855099