



3521



Las **conexiones paciente de tubo retráctil Superset** permiten colocar el circuito en la posición más cómoda, gracias a su exclusiva concertina que guarda memoria.

Su diseño permite el ajuste del espacio muerto desde 20ml a 40ml, ajustando su longitud desde los 70mm a 150mm. La gama de tubos retráctiles se acompaña con gran variedad de codos adaptables al paciente que permiten una rotación completa de 360° en dos

puntos de su estructura. Se minimiza así el riesgo de traumatismo traqueal, al reducirse los tirones y torsiones sobre el tubo ET.

Todas con conectores hembra de 22mm en su conexión al circuito.


Las referencias con puerto incorporan el nuevo tapón **Flip Top Cap** exclusivo de INTERSURGICAL, el cual incrementa la hermeticidad del cierre y su resistencia a la presión, mejorando la compilanse del dispositivo.



3504

Superset with 22M/15F connector


75



3502

Superset with fixed elbow


75



3520

Superset with swivel elbow and flip top cap


75



3521

Superset with swivel elbow and double flip top cap

75



3512

Superset with swivel elbow

75



LATEX

- **Conexiones seguras**, según las normas BS 3879 e ISO 5356, ISO 5367.
- **Control de calidad** en el 100% de las unidades producidas.
- **Envasado individual** para mayor higiene y comodidad de uso.

Referencia	Descripción	Unid./caja
3504	Conexión paciente retráctil recta 22F-22M/15F	75
3502	Conexión paciente retráctil con codo fijo 22F-22M/15F	75
3520	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro y puerto de 7.6mm con tapón Flip Top Cap 22F-22M/15F	75
3512	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro 22F-22M/15F	75
3521	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro y doble puerto de 7.6mm y 9.5mm con tapón Flip Top Cap 22F-22M/15F	75



INTERSURGICAL S.A
PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES

C/ Plasencia, 39. Pol. Ind. Las Nieves. 28935 Móstoles. Madrid
Teléfono: 916657315, Fax: 916855099