


# Vaso Humidificador AquaFlow

# VASO HUMIDIFICADOR AQUAFLOW INTERSURGICAL

El Vaso humidificador AquaFlow de Intersurgical utiliza un proceso de humidificación por burbujas que consigue que el oxígeno seco obtenga hasta niveles de humedad próximos a los del ambiente. El gas seco proveniente de la fuente es dirigido hacia el vaso, donde se rompe en pequeñas burbujas que ganan en humedad a medida que suben a la superficie del agua.





# Bajo ruido

Proporciona un entorno clínico silencioso y mejora el confort del paciente.

#### Universal

Compatible con la mayoría de botellas de agua estéril: Baxter, Braun, Fresenius, MPV Truma...

También existe una versión con vaso de 500ml para rellenar con agua estéril.

#### Rosca Normalizada

Adaptable a todo tipo de caudalímetros con rosca 9/16-18.

# Con Válvula de descompresión

Indica al usuario de la existencia de posibles restricciones de flujo.

# Tres Configuraciones disponibles

Puede utilizarse tanto en el hospital como a domicilio.

• Producto Libre de Látex



Referencia	Descripción	Unidades / caja
1505	AquaFlow con Vaso de 500ml y adaptador M12 a caudalímetro	20
1506	AquaFlow sin Vaso	30
1507	AquaFlow con Vaso de 500ml	20





