

SUJETADORES TUBOS Y SONDAS - HOLLISTER

ANCHOR FAST Sujetador para tubo endotraqueal oral

FICHA TECNICA

Nombre genérico:

Sujetador para tubo endotraqueal oral

Descripción:

Sujetador para asegurar los tubos endotraqueales orales.
Puede durar hasta una semana de acuerdo con la condición de la piel del paciente.



Función:

- ❖ Asegura los tubos endotraqueales orales (5-10mm).
- ❖ Ayuda a minimizar la posible formación de úlceras por presión en los labios, la comisura labial y tejido mucoso.
- ❖ La pinza cierra y sostiene el tubo de forma segura.
- ❖ La pinza movable puede ser desplazada para reposicionar el tubo de lado a lado.
- ❖ Ayuda a minimizar las posibles lesiones de piel en el cuello, causadas por los adhesivos.

Componentes:

- ❖ Almohadilla de barrera para mejillas: Hidrocoloide
- ❖ Soporte de barrera: película de elastómero termoplástico.
- ❖ Correas de agarre de tubo: resina de vinilacetato de etileno.
- ❖ Almohadilla de espuma de poliolefina.
- ❖ Pinzas oscilantes: resina de polipropileno.
- ❖ Ensamble de correa para cuello: espuma de poliuretano / polietileno. Libre de latex.

Advertencias:

- ❖ Producto desechable de un solo uso.
- ❖ Como todo dispositivo de fijación, la presión excesiva ejercida por dicho dispositivo, la cabeza del paciente o la posición del cuerpo (acostado boca abajo o sobre un costado) puede provocar una lesión cutánea, isquemia tisular o necrosis.
- ❖ El montaje y/o colocación incorrectos del dispositivo pueden aumentar el riesgo de hiperventilación o aspiración.

Presentación comercial:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	EMPAQUE	VIDA UTIL
9799	ANCHOR FAST - Sujetador para tubo endotraqueal	7707292240246	CAJA X 12 UD	5 AÑOS

FICHA DE SEGURIDAD

Riesgo:

Riesgo bajo - Clase I - No invasivo

Empaque:

Primario: Bandeja de poliéster/polietileno blanco con cubierta termosellada; PETG con revestimiento de emulsión de silicona.
Secundario: caja de cartón corrugado

Almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor y lluvia.

SUJETADORES TUBOS Y SONDAS - HOLLISTER

ANCHOR FAST Sujetador para tubo endotraqueal oral

Temperatura:	Mínima	0°C	Máxima	25°C
Humedad relativa:	Mínima	30%	Máxima	60%

Registro Sanitario: ANCHOR FAST - SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL - SUJETADOR PARA TUBOS
INVIMA 2021DM-0023253 Vence: 26/03/2031
REF. 9799 Sujetador de tubo endotraqueal oral AnchorFast

Titular del registro: Hollister Incorporated
Marca: HOLLISTER

Forma de desecho: Incineración

Importado y distribuido por:
Representaciones J. Nissi S.A.S.
Carrera 7 B Bis No. 124 - 50
Tel. 601 - 7040978 - 7041016 - 7041084
Bogotá, D.C.
Email: rjnissi@gmail.com / www.rjnissi.co