

FICHA TECNICA

001185-77



NOMBRE: Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex No. 21G X 100mm punta tipo faceta

DESCRIPCIÓN:

Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex, No. 21G x 100mm, con punta tipo faceta con marcaciones de longitud por centímetros, tubo de inyección transparente con conexiones tipo luer lock cable de conexión universal al neuro-estimulador. Con impresiones angulares "Cornerstones" ubicadas en los 2 primeros centímetros del extremo distal permiten una fácil visualización por vía ecográfica de la ubicación de la aguja. La técnica de aislamiento nanoline permite una estimulación precisa.

INDICACIONES DE USO:

Utilizada en anestesia regional, para manejo del dolor post-operatorio y dolor crónico de cualquier etiología.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

La línea de agujas Sonoplex cuenta con la tecnología patentada de reflectores "Cornerstone", que proporciona una clara visualización de la aguja bajo ultrasonido, garantizando la seguridad en la ejecución de procedimientos de anestesia regional.

PRECAUCIONES:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo, producto desechable para el uso único en un paciente.

CONTRAINDICACIONES:

Según criterio médico.

MATERIAL:

-

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Dipositivo de uso unico por paciente

METODO:	Oxido de Etileno
DISPOSICIÓN FINAL:	Incineración
REGISTRO INVIMA:	2018DM-0018854
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	III
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Pajunk
MARCA:	PAJUNK

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los reflectores "Cornerstones" desarrollados por el Dr. Chris Mitchell están estructurados de manera que todas las ondas de ultrasonido se reflejan sin ser pérdidas. Esto proporciona una visibilidad óptima de la punta de la cánula que puede ser identificada con absoluta certeza aun en ángulos de inserción pronunciados.