

FICHA TECNICA
ETS-9-0203-06



NOMBRE: Guía maleable para tubo endotraqueal neonatal No 6Fr

DESCRIPCIÓN:

Guía o estilete maleable para tubo endotraqueal No. 6FR, Aluminio maleable recubierta de plástico semirrígido, punta atraumática y gancho en el extremo distal para facilitar el retiro del tubo endotraqueal. Talla 6 Fr Longitud: 10 Diámetro: 6Fr Para ser utilizada con tubos endotraqueales de 2,5 al 4.0mm.

INDICACIONES DE USO:

Usos: Intubación en Anestesia, UCI, Urgencias.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Guía o estilete maleable que permite su manipulación del tubo endotraqueal en el momento de realizar la intubación, recubierta en plástico semirrígido y punta redondeada evita traumatismos en la mucosa del paciente.

PRECAUCIONES:

Ser utilizado por personas especializadas en el área. Elegir el tamaño correcto de acuerdo al tubo endotraqueal.

CONTRAINDICACIONES:

Según criterio médico

MATERIAL:

Plástico semirrígido, Libre de látex.

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

De uso único por paciente. No realizar proceso de esterilización.

METODO:	Oxido de Etileno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2019DM-0019361
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Ila
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Sun Med
MARCA:	SUN MED

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Usos: En Anestesia, UCI, Urgencias.