

FICHA TECNICA

ETS-9-0203-10



NOMBRE: Guía maleable para tubo endotraqueal pediátrica No 10Fr, 11,5

DESCRIPCIÓN:

Guía o estilete maleable para tubo endotraqueal No. 10FR, recubierta de plástico semirrígido, para tubo endotraqueal 4,0mm a 6,5mm 10FR. Talla 10 Fr Longitud: 11.5 Diámetro: 10Fr Para ser utilizada con tubos endotraqueales de 4,5-6,0mm

INDICACIONES DE USO:

Usos: En Anestesia, UCI, Urgencias.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Guía o estilete maleable que permite su manipulación del tubo endotraqueal en el momento de realizar la intubación, recubierta en plástico semirrígido y punta redondeada evita traumatismos en la mucosa del paciente.

PRECAUCIONES:

Ser utilizado por personas especializadas en el área. Elegir el tamaño correcto de acuerdo al tubo endotraqueal.

CONTRAINDICACIONES:

Guía o estilete maleable que permite su manipulación del tubo endotraqueal en el momento de realizar la intubación, recubierta en plástico semirrígido y punta redondeada evita traumatismos en la mucosa del paciente.

MATERIAL:

Plástico semirrígido, Libre de látex.

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Uso unico por paciente

METODO:	Oxido de Etileno
DISPOSICIÓN FINAL:	Relleno Sanitario
REGISTRO INVIMA:	2019DM-0019361
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	Ila
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Sun Med
MARCA:	SUN MED

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Usos: En Anestesia, UCI, Urgencias.