





Guia hidrofilica de 0.035 recta

Guia con punta hidrofilica y atraumatica, recubrimiento de fluor en toda su longitud, marcadores radiopacos para realizar medidas dentro del conducto y torque 1 a 1 guia hidrofilica de 0.035 con longitud de trabajo 450cm, longitud con cubrimiento hidrofilico 70mm, punta recta

OLYMPUS

Material: Alineacion de niquel y titanio, poliuretano, acero inoxidable, polietileno

Indicaciones de uso:

el instrumento se utiliza para guiar y cambiar accesorios de endoscopia para el conducto biliar

Fabricante: Olympus Latin America Inc.

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:					
	realiza una canulacion mas precisa tanto en el coledoco como en la conducto pancreatico					





Contraindicaciones:

Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biologico siguiendo el protocolo de la institución

ninguna

Humedad	40% - 85%				
Dispositivo de	un solo uso				
Temperatura almacenamiento			Método Radiaci		on Gama
Ciclos de repr	ocesamiento		Disposición Final Incineración		Incineración



Condiciones de Reprocesamiento: PRODUCTO DESECHABLE PARA EL USO UNICO EN UN PACIENTE, NO SE DEBE RE-UTILIZAR, NO SE DEBE RE-ESTERILIZAR!

Registro Sanitario	2015DM-0013909
Clasificación de riesgo	IIA
Vida útil	
Calibración	NO
Presentación comercial	
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	



Observaciones: