


FICHA TECNICA

J49C



NOMBRE: Amity OPA Desinfectante de alto nivel a base de orto-ftalaldehído por 5 litros

DESCRIPCIÓN:

Amity OPA es un desinfectante de alto nivel a base de o-ftalaldehído para uso en reprocesadores automáticos y en proceso manuales. Eficaz contra esporas, bacterias, mycobacterias, virus y hongos, se suministra a 20 °C en una exposición de 5 minutos. Amity OPA es un desinfectante de alto nivel a base de o-ftalaldehído para uso en reprocesadores automáticos y en proceso manuales. Eficaz contra esporas, bacterias, mycobacterias, virus y hongos, se suministra a 20 °C en una exposición de 5 minutos.

INDICACIONES DE USO:

No requiere activación o mezcla previa. Se debe de realizar proceso de limpieza y enjuague previamente antes de sumergir en Amity OPA. Mantener una exposición de 5 minutos y enjuagar con abundante agua.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Permite una desinfección de alto nivel a dispositivos medicos y equipos endoscopicos

PRECAUCIONES:

Mantener una exposición de los DM y/o equipos de endoscopia de 5 minutos

CONTRAINDICACIONES:

No exceder los 14 días de uso en ningún caso

MATERIAL:

A base de o-ftalaldehído

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Apto para proceso de desinfección manual y en procesos automatizados.

METODO:	Ninguno
DISPOSICIÓN FINAL:	Otro
REGISTRO INVIMA:	2022DM-0025870
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Amity Limited
MARCA:	L.M. INSTRUMENTS

INFORMACIÓN ADICIONAL: