

|                                                                                   |                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA</b>                  | Fecha de actualización: 29/10/21                              |
|                                                                                   | <b>CINTA ADHESIVA<br/>MICROPOROSA</b> | <b>Technical Specifications<br/>Especificaciones Técnicas</b> |

**MARCA:** Global Healthcare

**DESCRIPCIÓN:** Cinta quirúrgica no-Tejida, color blanco y/o piel, sin suciedad, grasa o elementos extraños, completamente secas, inodoras. Hipoalergénica (libre de Latex), atóxica, aséptica, permeable al aire y repelente al agua. Textura fina y flexibilidad que permite cortar manualmente.

**COMPOSICIÓN:** Soporte: (62gr/m2) mezcla poliéster rayón no tejido tratamiento spunlance color blanco o piel, libre de látex. Adhesivo: de acrilato desarrollado para uso médico quirúrgico.

Respaldo: 63 lb. Papel Kraft poli/cubierto, siliconado por un solo lado 4.6 mils (0.12 mm). Espesor de la cinta sin el respaldo: 15 mils (0.4 mm).

#### PRESENTACIONES COMERCIALES:

En Rollos No Estéril, tamaños: ½", 1", 2" x 10 yds, diferentes tramas.

| Ítem      | Descripción                         | Empaque                   | Código de Barras | Nº Registro Sanitario                                                   |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 96-P05    | Global Papertape, blanco ½" x 10 yd | 576rollos/caja            | 20872237003666   | 2018DM-0003289 - R1<br><br>Vigente hasta<br>26 Nov 2028,<br>Riesgo: IIA |
| 96-P1     | Global Papertape, blanco 1" x 10 yd | 288rollos/caja            | 20872237003673   |                                                                         |
| 96-P2     | Global Papertape, blanco 2" x 10 yd | 144rollos/caja            | 20872237003680   |                                                                         |
| 96-PS05   | Global Papertape, piel ½" x 10 yd   | 576rollos/caja            | 20872237003703   |                                                                         |
| 96-PS1    | Global Papertape, piel 1" x 10 yd   | 288rollos/caja            | 20872237003710   |                                                                         |
| 96-PS2    | Global Papertape, piel 2" x 10 yd   | 144rollos/caja            | 20872237003727   |                                                                         |
| 96-P05-1  | Global Papertape, blanco ½" x 10 yd | 1und/bolsa/576bolsas/caja | 20872237008623   |                                                                         |
| 96-P1-1   | Global Papertape, blanco 1" x 10 yd | 1und/bolsa/288bolsas/caja | 20872237008630   |                                                                         |
| 96-P2-1   | Global Papertape, blanco 2" x 10 yd | 1und/bolsa/144bolsas/caja | 20872237009163   |                                                                         |
| 96-PS05-1 | Global Papertape, piel ½" x 10 yd   | 1und/bolsa/576bolsas/caja | 20872237008647   |                                                                         |
| 96-PS1-1  | Global Papertape, piel 1" x 10 yd   | 1und/bolsa/288bolsas/caja | 20872237008654   |                                                                         |
| 96-PS2-1  | Global Papertape, piel 2" x 10 yd   | 1und/bolsa/144bolsas/caja | 20872237009170   |                                                                         |

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Ideales para fijación de apósitos, especialmente para pieles sensibles (uso pediátrico o geriátrico) y para cambio repetidos de apósitos. Permite que la piel respire, acelerando la curación y evitando lesiones en la misma por falta de oxígeno.

**VIDA ÚTIL: 5 Años**

#### INDICACIONES:

No deben presentar polvo, grasa u otro material extraño. Deben permanecer completamente secas. Su color debe ser blanco opaco o piel.

No deben presentar olor de ninguna clase.  
No pueden presentar bordes no uniformes.  
No pueden tener blanqueadores ópticos.



Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:  
Colombia: [ghc-colombia@globalhealthcare.net](mailto:ghc-colombia@globalhealthcare.net)  
Chile: [infochile@globalhealthcare.net](mailto:infochile@globalhealthcare.net)  
Sitio web: [www.globalhealthcare.net](http://www.globalhealthcare.net)