

# FICHA TECNICA LM-86-6.5-26



NOMBRE: Canula Nasofaríngea siliconizadaNo 6.5mmx26FR

#### **DESCRIPCIÓN:**

Cánula Nasofaríngea siliconizada blanda con punta atraumática No. 6.5mm X 26FR. Diámetro interno 6.5mm, Diámetro externo 8.7mm, Longitud 145mm. Conector plano.

## **INDICACIONES DE USO:**

Permite mantener asegurar la vía aérea evitando la caída de la lengua y la obstrucción del paso del aire, durante procedimientos como anestesia, reanimación, administración de oxigeno. Utilizada en servicios de anestesia, UCI, Urgencias.

# **BENEFICIOS DEL PRODUCTO:**

Evita la caída de la lengua permitiendo la administración de oxigeno.

## PRECAUCIONES:

Elegir el tamaño adecuado para el paciente. Ser usada por personal experto en el área.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Según criterio médico. No realizar proceso de esterilización.

#### MATERIAL:

PVC grado médico, Libre de Látex

#### **CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:**

De uso único por paciente. No reusable.

METODO: Oxido de Etileno

DISPOSICIÓN FINAL: Relleno Sanitario

**REGISTRO INVIMA**: 2022DM-0009504-R1

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA

PRESENTACIÓN: UNIDAD

FABRICANTE: Pacific Hospital Supply Co Ltda/Pahsco

MARCA: L.M. INSTRUMENTS

# INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Material suave previene daño al conducto nasal
- Punta sin filo, suave y ajustable
- Resistentes al colapso y a retorcimientos
- Juegos ideales para Carros de Reanimación
- Empacadas individualmente
- Sin látex.