

FICHA TECNICA MW-3190



NOMBRE: Dren redondo acanalado en Silicona de 19 Fr sin trocar.

DESCRIPCIÓN:

Dren redondo acanalado en silicona, No 19Fr sin trocar de puncion, 110 mm de longitud y 30cm de perforación. Indicado para llevar el drenaje desde el sitio deseado al recolector de secreciones, con línea radio-opaca, los canales abiertos aumentan la velocidad del flujo y minimizan los seromas y hematomas asi como su oclusion. Su diseño acanalado brinda comodidad al paciente y un más eficiente contacto con los tejidos. El material de silicona proporciona alta flexibilidad y resistencia tensil.

INDICACIONES DE USO:

Indicado para lel transporte de material drenado desde el sitio deseado al recolector de secreciones util en procedimientos de cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía plástica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía cardiotoracica entre otras.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Los canales abiertos aumentan la velocidad de flujo reduciendo al mínimo la coagulación sanguínea, 100 % en silicona, proporcionan resistencia a la tracción, flexibilidad, mayor comodidad para el paciente y mejor contacto con los tejidos afectados.

PRECAUCIONES:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo.

CONTRAINDICACIONES:

Según criterio medico

MATERIAL:

_

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Dispositivo de uso único por paciente que no debe ser reutilizado ni re esterilizado

METODO: Oxido de Etileno

DISPOSICIÓN FINAL: Incineración

REGISTRO INVIMA: 2020DM-0006735-R1

CLASIFICACIÓN DE RIESGO lla

PRESENTACIÓN: UNIDAD

FABRICANTE: Biometrix Medical

MARCA: BIOMETRIX MEDICAL

DRMACIÓN ADICIONAL:						
"Este documento pert	on a constant	anta C.A. Ca much	(ha raproducirla to	ital a paraialmenta	o guardarla an un	niotou