

# FICHA TECNICA NA-U200H-8022S



NOMBRE: Aguja de aspiración de un solo uso para EUS guiada por FNA

#### **DESCRIPCIÓN:**

La funda de la bobina de metal facilita la inserción La punta de la aguja de nitinol resistente a los pliegues mantiene la aguja recta para múltiples pasadas El corte de aguja tipo Menghini admite una punción suave incluso en un ángulo oblicuo Mango. Ergonómico de diseño. Patrón de hoyuelo único para una visibilidad excepcional Estéril, premontado, listo para usar. Incluye jeringa de 20 ml con llave de paso.

## **INDICACIONES DE USO:**

Longitud de trabajo: 140cm. Maxima longitud de la aguja: 8cm. Ancho de la aguja: 22 con orificio lateral

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Aguja de nitinol resistente que conserva su forma después de varias pasadas.

## PRECAUCIONES:

uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biologico siguiendo el protocolo de la institucion

## **CONTRAINDICACIONES:**

No realizar proceso de esterilización

## MATERIAL:

acero inoxidable, politetrafluoroetileno

#### **CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:**

producto desechable para el uso unico en un paciente, no se debe reutilizar ni esterilizar

METODO: Radiacion Gama

DISPOSICIÓN FINAL: Incineración

**REGISTRO INVIMA**: 2018DM-0018815

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA

PRESENTACIÓN: UNIDAD

FABRICANTE: Olympus Latin America Inc.

MARCA: OLYMPUS

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

## **DESCRIPCION**

Precisión sin igual en todos los ángulos. La aguja de ultrasonido endoscópica de un solo uso EZ Shot 3 Plus brinda acceso a lesiones difíciles de alcanzar, como lesiones de proceso uncinadas sin comprometer la posición del alcance. La combinación de la vaina en espiral de múltiples capas, la aguja de nitinol \* y la punta Menghini permite una penetración precisa y suave en la lesión objetivo.

## **ESPECIFICACIONES**

Longitud de trabajo (mm): 1400mm.
Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm.
Longitud máxima de la aguja (mm): 80mm

• Ancho de la aguja: 22 G

• Forma de la punta del estilete: redondeada