

	FICHA TECNICA SISTEMA IMPLANTES PLACAS ANATOMICAS DE CLAVICULA		
	Código: DE-IDI-0088-196	Fecha de publicación:	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA SISTEMA IMPLANTES PLACAS ANATOMICAS DE CLAVICULA			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Sistema Implantes Placas anatómicas de clavícula		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Titanio biocompatible. Ti6Al4V ASTM F 136-02A; Titanio CP Norma ASTM F67-06.		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 136-02A y ASTM F67-06 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según parámetros consignados en aplicativo de control calidad. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Indicado para las fracturas diafisarias de la clavícula, Fracturas laterales de la clavícula (extremidad acromial), Maluniones de la clavícula, Seudoartrosis de la clavícula		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Referencias	Códigos	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Imagen
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 3H	PACTIEL3H	N.A	3H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 4H	PACTIEL4H	N.A	4H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 5H	PACTIEL5H	N.A	5H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 6H	PACTIEL6H	N.A	6H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 7H	PACTIEL7H	N.A	7H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL IZQ. 8H	PACTIEL8H	N.A	8H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 3H	PACTDEL3H	N.A	3H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 4H	PACTDEL4H	N.A	4H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 5H	PACTDEL5H	N.A	5H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 6H	PACTDEL6H	N.A	6H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 7H	PACTDEL7H	N.A	7H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA TI EXTENSION LATERAL DER. 8H	PACTDEL8H	N.A	8H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA IZQ. 6H Ti	PACTI6H	N.A	6H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA IZQ. 7H Ti	PACTI7H	N.A	7H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA IZQ. 8H Ti	PACTI8H	N.A	8H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER. 6H Ti	PACTD6H	N.A	6H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER. 7H Ti	PACTD7H	N.A	7H	
PLACA ANATOMICA CLAVICULA DER. 8H Ti	PACTD8H	N.A	8H	

	FICHA TECNICA SISTEMA IMPLANTES PLACAS ANATOMICAS DE CLAVICULA			
	Código: DE-IDI-0088-196	Fecha de publicación:		Versión: 1
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 10 MM Ti	TBCAT3510	3,5	10	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 12 MM Ti	TBCAT3512	3,5	12	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 14 MM Ti	TBCAT3514	3,5	14	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 16 MM Ti	TBCAT3516	3,5	16	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 18 MM Ti	TBCAT3518	3,5	18	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 20 MM Ti	TBCAT3520	3,5	20	
TORN,. BLOQ. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 22 MM Ti	TBCAT3522	3,5	22	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 10 MM Ti	TCAT3510	3,5	10	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 12 MM Ti	TCAT3512	3,5	12	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 14 MM Ti	TCAT3514	3,5	14	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 16 MM Ti	TCAT3516	3,5	16	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 18 MM Ti	TCAT3518	3,5	18	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 20 MM Ti	TCAT3520	3,5	20	
TORN,. CORTICAL AUTOROSCANTE 3.5 MM X 22 MM Ti	TCAT3522	3,5	22	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 10	TBCAT2710	2,7	10	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 12	TBCAT2712	2,7	12	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 14	TBCAT2714	2,7	14	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 16	TBCAT2716	2,7	16	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 18	TBCAT2718	2,7	18	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 20	TBCAT2720	2,7	20	
TORN. BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 22	TBCAT2722	2,7	22	
TORN. CORTICAL 2.5 x 10 MM RT	TC2510RT	2,5	10	
TORN. CORTICAL 2.5 x 12 MM RT	TC2512RT	2,5	12	
TORN. CORTICAL 2.5 x 14 MM RT	TC2514RT	2,5	14	
TORN. CORTICAL 2.5 x 16 MM RT	TC2516RT	2,5	16	
TORN. CORTICAL 2.5 x 18 MM RT	TC2518RT	2,5	18	
TORN. CORTICAL 2.5 x 20 MM RT	TC2520RT	2,5	20	
TORN. CORTICAL 2.5 x 22 MM RT	TC2522RT	2,5	22	