

	FICHA TECNICA SISTEMA SUPPORT DE RECONSTRUCCION FEMORAL		
	Código: DE-IDI-0088-203	Fecha de publicación:	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA SISTEMA SUPPORT DE RECONSTRUCCION FEMORAL			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Sistema Support de Reconstrucción Femoral		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Titanio biocompatible. Ti6Al4V ASTM F 136-02A; Titanio CP Norma ASTM F67-06.		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 136-02A y ASTM F67-06 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según parámetros consignados en aplicativo de control calidad. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Indicado para las fracturas de diáfisis femoral, fracturas subtrocantéricas, fracturas combinadas de diáfisis y cuello del fémur.		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		

DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Referencias	Códigos	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	
TORNILLO DE CIERRE CLAVO RECONS. FEMORAL X 0 MM	TCCRF0	NA	0	
TORNILLO DE CIERRE CLAVO RECONS. FEMORAL X 5 MM	TCCRF5	NA	5	
TORNILLO DE CIERRE CLAVO RECONS. FEMORAL X 10 MM	TCCRF10	NA	10	
TORNILLO DE CIERRE CLAVO RECONS. FEMORAL X 15 MM	TCCRF15	NA	15	
TORNILLO DE CIERRE CLAVO RECONS. FEMORAL X 20 MM	TCCRF20	NA	20	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 30 - TI	TBCCRT5030	5	30	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 34 - TI	TBCCRT5034	5	34	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 38 - TI	TBCCRT5038	5	38	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 42 - TI	TBCCRT5042	5	42	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 46 - TI	TBCCRT5046	5	46	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 50 - TI	TBCCRT5050	5	50	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 54 - TI	TBCCRT5054	5	54	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 58 - TI	TBCCRT5058	5	58	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 62 - TI	TBCCRT5062	5	62	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 66 - TI	TBCCRT5066	5	66	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 70 - TI	TBCCRT5070	5	70	
TORNILLO BLOQUEANTE CORTICAL, CLAVO RECONS. 5.0 X 74 - TI	TBCCRT5074	5	74	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 65 - TI	TBECRT6565	6,5	65	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 70 - TI	TBECRT6570	6,5	70	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 75 - TI	TBECRT6575	6,5	75	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 80 - TI	TBECRT6580	6,5	80	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 85 - TI	TBECRT6585	6,5	85	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 90 - TI	TBECRT6590	6,5	90	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 95 - TI	TBECRT6595	6,5	95	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 100 - TI	TBECRT65100	6,5	100	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 105 - TI	TBECRT65105	6,5	105	
TORNILLO BLOQUEANTE ESPONJOSA, CLAVO RECONS. 6.5 X 110 - TI	TBECRT65110	6,5	110	

CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 9.0 MM X LONG. 340 MM	CRFI9340	9	340
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 9.0 MM X LONG. 360 MM	CRFI9360	9	360
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 9.0 MM X LONG. 380 MM	CRFI9380	9	380
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 9.0 MM X LONG. 400 MM	CRFI9400	9	400
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 10.0 MM X LONG. 340 MM	CRFI10340	10	340
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 10.0 MM X LONG. 360 MM	CRFI10360	10	360
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 10.0 MM X LONG. 380 MM	CRFI10380	10	380
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 10.0 MM X LONG. 400 MM	CRFI10400	10	400
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 11.0 MM X LONG. 340 MM	CRFI11340	11	340
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 11.0 MM X LONG. 360 MM	CRFI11360	11	360
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 11.0 MM X LONG. 380 MM	CRFI11380	11	380
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 11.0 MM X LONG. 400 MM	CRFI11400	11	400
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 11.0 MM X LONG. 420 MM	CRFI11420	11	420
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 12.0 MM X LONG. 360 MM	CRFI12360	12	360
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 12.0 MM X LONG. 380 MM	CRFI12380	12	380
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 12.0 MM X LONG. 400 MM	CRFI12400	12	400
CLAVO RECONS. FEMORAL IZQ. Ø 12.0 MM X LONG. 420 MM	CRFI12420	12	420
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 9.0 MM X LONG. 340 MM	CRFD9340	9	340
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 9.0 MM X LONG. 360 MM	CRFD9360	9	360
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 9.0 MM X LONG. 380 MM	CRFD9380	9	380
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 9.0 MM X LONG. 400 MM	CRFD9400	9	400
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 10.0 MM X LONG. 340 MM	CRFD10340	10	340
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 10.0 MM X LONG. 360 MM	CRFD10360	10	360
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 10.0 MM X LONG. 380 MM	CRFD10380	10	380
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 10.0 MM X LONG. 400 MM	CRFD10400	10	400
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 11.0 MM X LONG. 340 MM	CRFD11340	11	340
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 11.0 MM X LONG. 360 MM	CRFD11360	11	360
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 11.0 MM X LONG. 380 MM	CRFD11380	11	380
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 11.0 MM X LONG. 400 MM	CRFD11400	11	400
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 11.0 MM X LONG. 420 MM	CRFD11420	11	420
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 12.0 MM X LONG. 360 MM	CRFD12360	12	360
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 12.0 MM X LONG. 380 MM	CRFD12380	12	380
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 12.0 MM X LONG. 400 MM	CRFD12400	12	400
CLAVO RECONS. FEMORAL DER. Ø 12.0 MM X LONG. 420 MM	CRFD12420	12	420

