sampedro SISTEMAS DE FUACION OSEA	FICHA TECNICA PLACAS BLOQUEADA ACROMIO CLAVICULAR				
	Código:	DE-IDI-0088-15	Fecha de pu	ıblicación: 04-04-2013	Versión: 3
	INI	FORMACIÓN BÁSICA F	PLACA		
NOMBRE DEL PRODUCTO	Placas Bloqueada Ad	cromio Clavicular			
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S				
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implante en cirugía.				
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque				
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B				
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biod	compatible. Norma ASTN	/I F 139, Titanio biocom	patible. Norma ASTM F 13	6-02A
		RUEBAS Y PRECAUCI			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 139 y ASTM F 136-02A Verificación de dimensiones y cantidades.				
PRUEBAS DE CONTROL DE PORDUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.				
USOS	Material usado para fracturas, luxaciones y luxofracturas en la articulación acromio clavicular.				
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser estérilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.				
	Г	OCUMENTOS ASOCIA	NDOS.		
Planos: CPP-753, CPP-754, CPP-124		DOCUMENTOU ACCOM	1000		
1 1411001 011 1 100, 011 101, 011 12		ONES GENERALES DE	I PRODUCTO		
REFERENCIA		CODIGO	Longitud total		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H DER.		PBCLAD03	82mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H DER.		PBCLAD04	93mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H IZQ.		PBCLAI03	82mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H IZQ.		PBCLAI04	93mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H DER TI		PBCLADT03	82mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H DER TI		PBCLADT04	93mm	-50	
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H IZQ TI		PBCLAIT03	82mm	The state of the s	
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H IZQ TI		PBCLAIT04	93mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H IZQ TI		PBCLAIT0312	82mm		
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H IZQ TI		PBCLAIT0412	93mm	4	
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 3H IZQ TI PLACA BLOQ. ACROMIO CLAVICULAR 4H IZQ TI		PBCLAIT0312	82mm	4	
PLACA BLOQ. ACROMIO CLAV	ICULAR 4H IZQ II	PBCLAIT0412	93mm		