

	FICHA TECNICA PLACA BLOQUEADA SOPORTE TROCANTERICO		
	Código: DE-IDI-0088-37	Fecha de publicación: 02-10-2012	Versión: 1
INFORMACIÓN BÁSICA PLACA BLOQUEADA SOPORTE TROCANTERICO			
NOMBRE DEL PRODUCTO	Placa Bloqueada Soporte Trocanterico		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
NOMBRE DE LA INDUSTRIA FABRICANTE	Industrias Médicas Sampedro S.A.S		
TIPO DE ACTIVIDAD	Diseño y fabricación de implantes metálicos para uso quirurgico e instrumentos para la aplicación de implantes en cirugía.		
PRESENTACION COMERCIAL	Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	II B		
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable biocompatible. Norma ASTM F 138-08-08		
PRUEBAS Y PRECAUCIONES			
PRUEBAS DE CONTROL DE MATERIA PRIMA	Verificación de certificación del material según norma ASTM F 138-08-08 Verificación de dimensiones y cantidades.		
PRUEBAS DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO	Durante el proceso de fabricación, controles de calidad según hoja control. Control de calidad final, dimensional y de acabados según procedimiento de control de calidad de producto terminado.		
USOS	Manejo de fracturas de la diáfisis femoral proximal con compromiso avulsivo del trocanter mayor y fracturas periprotésicas.		
PRECAUCIONES	Material no estéril, debe ser esterilizado antes de su uso. Revise el material antes de ser usado, de encontrar algún producto en mal estado, por favor contactar a nuestros representantes. Material no apto para uso en animales.		
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO			
REFERENCIAS	CODIGO	Agujeros	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO 4H	PBST04	4H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO 5H	PBST05	5H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO 6H	PBST06	6H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO 8H	PBST08	8H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO 10H	PBST10	10H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO BAJO PERFIL 2H	PBSTBP02	2H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO BAJO PERFIL 4H	PBSTBP04	4H	
PLACA BLOQ. SOPORTE TROCANTERICO BAJO PERFIL 6H	PBSTBP06	6H	