


KIT PRE-ENSAMBLADO PARA TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL

PARA MÁQUINA **AMPLYA™**
ACUTE MULTITHERAPEUTIC SYSTEM

ADULTO

REFERENCIA	SUPERFICIE	TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL	
ABLD14	1,4 m ²	CVVHD	Hemodiálisis Veno Venosa Continua
		IHD-SLED	Hemodiálisis Intermitente - Diálisis Lenta Extendida
		CVVHDF	Hemodiafiltración Veno Venosa Continua
		IHDF	Hemodiafiltración Intermitente
		SCUF	Ultrafiltración Continua Lenta
		CVVH	Hemofiltración Veno Venosa Continua
		IHF	Hemofiltración Intermitente
		HVHF	Hemofiltración de Alto Volumen

- ☑ Kit para **TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL**, marca **Bellco**, para uso en Unidades de Cuidado Intensivo para tratamiento de pacientes con Falla Renal Aguda, Edema Pulmonar, Sobrecarga Hídrica, Falla Cardíaca Congestiva, Síndrome de Dificultad Respiratoria Adquirida, Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, Sepsis, Quemados, Post-Operatorios Cirugía Cardíaca, Pre- y/o Post-Trasplante Hepático y Renal, Falla Multiorgánica, Intoxicaciones, Rabdomiolisis, Síndrome Hepato-Renal, entre otros.



- ☑ Sistema Desechable “Monte y Use”:
 - Comprende filtro y líneas preconectados para todos los métodos de tratamiento
 - Simplifica y acelera las operaciones de instalación, disminuyendo riesgos de infección
 - Reduce la posibilidad de error
 - Las instrucciones en pantalla guían al operador a través de la instalación apropiada
- ☑ El Kit ofrece un elevado nivel de Bio y Hemocompatibilidad para una menor estimulación inflamatoria:
 - Activación reducida del complemento
 - Limitación de los niveles de microinflamación
 - Inhibición del paso de posibles endotoxinas desde el compartimiento de la solución dializadora
- ☑ Consta de:
 - Blister PRE-ARMADO con:
 - ✓ Línea arterial
 - ✓ Hemofiltro PHYILTER® de Alto Flujo con nueva fibra POLYPHENYLENE de 1.4 m² de superficie de área
 - ✓ Línea venosa
 - ✓ Línea para reposición de líquidos y dializado
 - ✓ Línea de ultrafiltrado
 - ✓ 10 Trasductores de presión
 - ✓ 1 Bolsa para calentador de líquidos
 - ✓ 1 Set con 4 líneas de conexión para reposición
 - ✓ 1 Set con 5 líneas de conexión para ultrafiltrado
 - 2 Sets de 2 Bolsas para ultrafiltrado de 5 lt c/u
 - 1 Set para Quinta bomba con reservorio
 - 5 Conectores/Espigas para bolsas de líquidos de reposición/dializado
 - 1 Conector en “Y” para anticoagulación regional (heparina-protamina)
 - 1 Jeringa para bomba de anticoagulante

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2019EBC-0001421-R1 F.V. 27/06/2029

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIb

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: RAYOS GAMMA

DISTRIBUIDOR:



PBX: 211 9002 - Celular: 316 874 6344
Bogotá, Colombia
www.colombianmedicare.com.co
info@colombianmedicare.com.co