

SUSPENSIÓN AJUSTABLE PROCINCH

Ficha Técnica

1. Descripción General del Producto:

El sistema Procinch, es un sistema de suspensión ajustable para reconstrucción de ligamento cruzado anterior y posterior. Tiene tecnología Intellibraid. El sistema Procinch, es utilizada para promover una fijación segura, también reduciendo al mínimo el tamaño del túnel. El sistema Procinch, puede pasar por un túnel tan pequeño como 4.5mm. Una vez desplegado, asegura el injerto con un 13mm x 4mm la huella sobre la superficie cortical. Es versátil, permite, adaptarse a cualquier tamaño del túnel. Es un loop ajustable, que tiene 2 suturas de seguridad.

2. Características y Beneficios:


Sistema de suspensión para tejido semitendinoso


Se adapta a cualquier tamaño de túnel

Sistema loop con sutura Forcé Fiber

Sistema de fácil verificación y seguridad de uso adecuado

Compatible con G-lok XL en caso del daño de la cortical.



	PROCINCH	Ficha Técnica

3. Contraindicaciones:

Pueden ser relativas o absolutas. Se debe confiar en la educación, capacitación y criterio profesional del médico para elegir el dispositivo y el tratamiento más apropiado. La elección de un dispositivo particular debe analizarse minuciosamente teniendo en cuenta la evaluación

Ficha Técnica	PROCINCH
Marca	Stryker
Fábrica	Stryker
Composición	Titanio con sutura Forcé Fiber
Resolución	2010021307 de 13 julio 2010
Registro Invima	2010DM 0006055
VERSITOMIC G-LOK	
Referencia	Descripción
234-100-016	VERSITOMIC G-LOK XL
234-102-060	PROCINCH REVERSE
234-102-101	CORTADOR PROCINCH