
Producto descartable, diseñado con los mejores estándares de calidad, con una alta capacidad de resistencia al paso de microorganismos y tecnología antifluido. Brinda confort con características higiénicas y antialérgicas.

Uso: Procedimientos quirúrgicos realizados por el personal médico y paramédico del medio hospitalario.



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	2578	Batón americano puño algodón sms	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	2546	Indicador de esterilización	1





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: KIT DESECHABLE ESTÉRIL TALLA UNICA COMPOSICIÓN: Polipropileno tela no tejida 35 G/M2

PRESENTACIÓN: Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización 25 x 33

EMBALAJE: Caja x 80 unidades.

TOLERANCIA EN MEDIDAS: +/- 3 cms.

MARCA: MAINCO HEALTH CARE S.A.S. FABRICANTE: MAINCO HEALTH CARE S.A.S.

REGISTRO SANITARIO: 2014DM-0011814

ESGO: Clase 1

METODO DE ESTERILIZACIÓN: Óxido De Etileno USO: UN SOLO USO

RECOMENDACIONES: Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

PRECAUCIONES: No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.

CONDICIONES DE El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos ALMACENAMIENTO:

DISPOSICIÓN FINAL:

Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con

la presentación del servicio público de aseo.