

Son envolturas fabricadas en tela SMS 100% a base de polipropileno, traspirables; con propiedad hidrofóbica (repele el líquido). Material diseñado para envolver, proteger y contener dispositivos médicos re utilizables, para esterilizarlos, almacenarlos y usarlos. Procesos en central de esterilización a vapor, oxido de etileno (ETO) y formal aldehído.

Usos: Equipos livianos, limpieza, equipo de cirugía laparoscópica, equipos de pequeña cirugía, batas Entre otros.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	ENVOLVEDERA EN TELA NO TEJIDA
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa propileno de 14x15 C1.5 por 10 unidades
EMBALAJE:	Caja x 250 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2019DM-0019657
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	N/A
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.



1.20mx1.20m