


Paquete elaborado en tela no tejida, el cual es diseñado para satisfacer las necesidades, versatil y confortabe para la especialidad en cirugia de oftalmologia

Usos: En Procedimientos: de cirugia de oftalmologia, vitrectomia, glaucoma, dermatologia,estetica, refractiva, retina, cirugia de cataratas, cirugias cosmeticas entre otros.

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	544	Envolvedera 1.20 x 1.20 sms	1
2	521	Envolvedera 2.00x1.50 sms	1
3	976	Toalla para secado de manos	2
4	2578	Bata quirurgica americana con puño algodón sms	2
5	1130	campo piel 0.80 x 0.70 adh sms	3
6	92	Campo piel auxiliar 1.00x 1.00sms	1
7	2443	Campo operatorio 2.00x2.00 sms	1
8	2472	Protector de silla sms	2
9	11	Indicador de esterilización	1



Adhesivo



SMS



Refuerzo



Absorbente impermeable



Polietileno azul



Polietileno transparente



Tela laminada



Papel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35 G/M2
PRESENTACIÓN	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 40x48cm por unidad.
EMBALAJE:	Caja x 16 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.