

1. Denominación Comercial		Fabricante	No. de Ficha		FT - 547	
LEUKOMED®		BSN MEDICAL GMBH ALEMANIA	N° Revisión:		4	
			Fecha de creación		Día	Mes
					26	10
2. Descripción y Empaque de producto						
NART / BNR	Descripción	Empaque				
72380-00	5 cm x 7.2 cm x 50 unidades	8 plegadizas en caja corrugada				
72380-01	8 cm x 10 cm x 50 unidades	6 plegadizas en caja corrugada				
72380-02	8 cm x 15 cm x 50 unidades	6 plegadizas en caja corrugada				
72380-03	10 cm x 20 cm x 50 unidades	8 plegadizas en caja corrugada				
72380-04	10 cm x 25 cm x 50 unidades	8 plegadizas en caja corrugada				
72380-05	10 cm x 30 cm x 50 unidades	8 plegadizas en caja corrugada				
72380-06	10 cm x 35 cm x 50 unidades	8 plegadizas en caja corrugada				
72380-07	5 cm x 7.2 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
72380-08	8 cm x 10 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
72380-11	10 cm x 25 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
72380-12	10 cm x 30 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
72380-13	10 cm x 35 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
79952-03	5 cm x 7.2 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
79952-04	8 cm x 10 cm x 5 unidades	36 plegadizas en caja corrugada				
Nombre genérico		Forma cosmética		Producto Importado		
VENDAJE ADHESIVO ESTERIL		N/A		SI	X	NO
3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria						
Numero Registro Sanitario		Notificación Sanitaria		Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria		
INVIMA 2021DM-0008041-R1		NA		19/08/2031		
Modalidad de Registro Sanitario				Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria		
Fabricar y Vender		N/A		BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80		
Importar y Vender		X				
Importar Semi-Elaborar y Vender		N/A				
Clasificación del Riesgo		I		Productor	N/A	
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		NO		Distribuidor	X	
4. Descripción						
Vendaje estéril para cubrir y proteger heridas superficiales de menor a mediano tamaño o mínimamente invasivas, heridas después de cirugía.						
5. Composición				Tipo / Grado		Nomenclatura
Substrato: Poliéster blanco no tejido elástico. Apósito: Almohadilla absorbente no tejida blanca de Viscosa/Polipropileno con una capa de Polietileno por una cara Masa Adhesiva: de Poliacrilato				TECNICO		NA
6. Características del producto		Método de análisis		Tolerancia		
Poder adhesivo en acero		Test método internacional		1.0 – 3.50 N/cm		
Esterilización con Óxido de Etileno (ETO)		DIN EN ISO 11135		Estéril		

Fecha			Fecha			Fecha		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año