



FT - 545 1. Denominación Comercial **Fabricante** No. de Ficha N° Revisión: 5 **BSN MEDICAL GMBH** LEUKOMED ® T Día Mes Año Fecha de **ALEMANIA** creación 04 04 11 2. Descripción y Empaque de producto **NART / BNR** Descripción **Empague** 72381-00 5 cm x 7.2 cm x 50 unidades 10 Plegadizas en caja corrugada 72381-01 8 cm x 10 cm x 50 unidades 6 Plegadizas en caja corrugada 8 Plegadizas en caja corrugada 72381-02 11 cm x 14 cm x 50 unidades 72381-03 5 cm x 7.2 cm x 5 unidades 36Plegadizas en caja corrugada 72381-04 8 cm x 10 cm x 5 unidades 36Plegadizas en caja corrugada 72381-05 11 cm x 14 cm x 5 unidades 36 Plegadizas en caja corrugada 72381-08 10 cm x 12.5 cm x 50 unidades 8 Plegadizas en caja corrugada 72381-09 15 cm x 20 cm x 50 unidades 8 Plegadizas en caja corrugada 15 cm x 25 cm x 50 unidades 72381-10 8 Plegadizas en caja corrugada 72381-11 10 cm x 12.5 cm x 5 unidades 36 Plegadizas en caja corrugada 72381-12 15 cm x 20 cm x 5 unidades 36 Plegadizas en caja corrugada 72381-13 15 cm x 25 cm x 5 unidades 36Plegadizas en caja corrugada 72381-14 10 cm x 25 cm x 50 unidades 8 Plegadizas en caja corrugada 10 cm x 25 cm x 5 unidades 72381-15 36 Plegadizas en caja corrugada Nombre genérico Forma cosmética **Producto Importado** N/A PELÍCULA TRANSPARENTE SI Χ NO N/A 3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Notificación Sanitaria Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria **Numero Registro Sanitario** INVIMA 2015DM-0014042 02 DICIEMBRE DE 2025 N/A Modalidad de Registro Sanitario Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria **Fabricar y Vender** N/A **BSN MEDICAL LIMITADA Importar y Vender** Χ Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle. Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80 Importar Semi-Elaborar y Vender N/A Clasificación del Riesgo Т Productor N/A ¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable? NO Distribuidor Χ 4. Descripción Película estéril para cubrir y proteger heridas superficiales, heridas después de cirugía y para fijación de apósitos estériles. 5. Composición Tipo / Grado Nomenclatura Sustrato: Película de Poliuretano, adhesivo de poliacrilato, papel siliconado por un lado, película transparente de poliéster como cubierta secundaria con tira de **TECNICO** N/A agarre de polietileno color rojo. 6. Características del producto Método de análisis **Tolerancia** Esterilización con Oxido de Etileno (ETO) **DIN EN ISO 11135-1** Estéril **Estéril Bioburden DIN EN 556-1:2006** Color del material de respaldo Test método internacional **Transparente** 2.40 - 4.40Poder adhesivo en acero (N/cm) Test método internacional Cantidad de masa adhesiva g/m² Test método internacional 25 - 31





7. Recomendaciones de uso

Únicamente de uso externo.

Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.

Es para un solo uso.

Después de levantar el material de la piel, este pierde adhesividad y al tratar de pegarlo nuevamente, su desempeño no es el mismo y puede desprenderse de la piel por ser un adhesivo con base acrílica los casos de alergias en la piel muy rara vez se presentan.

En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.

BSN MEDICAL LIMITADA, garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

BSN MEDICAL LIMITADA, solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.

8. Rotulado

El empaque individual y plegadiza, debe indicar el nombre del producto, el fabricante, el No. de Registro Sanitario, el importador, la composición, instrucciones y usos, precauciones, almacenamiento, método de desecho y utilizar una sola vez; el No. de lote, fecha de vencimiento, presentación comercial.

9. Condiciones de almacenamiento

Almacenar en lugar seco y fresco, a temperaturas inferiores a 35°C, alejado de la luz directa del sol, calores excesivos.

10. Tiempo de vida

5 años (60 meses)

11. Información complementaria para Registro Sanitario

Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilar							SI	X	N	0	N/A
A t o	r dal dagum	onto	Boylanda nor			Anyohodo nov			Fecha de modificación		
Autor del documento			Revisada por			Aprobada por			Día	Mes	Año
Diana Marcela Montes Senior Regulatory Affairs Specialist			Leidy Lineth Torres Auxiliar Técnica y Asuntos Regulatorios			Ignacio Martínez Panesso Gerente Técnico, Asuntos Regulatorios y Producción Parche			25	10	2021
	Fecha		Fecha			Fecha				ì	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			