





FICHA TÉCNICA

REFERENCIA:	0821418324	MARCA:	DELTEC
DESCRIPCIÓN DEL	CAT. IMPLANTABLE PEDIATRICO DE 5.8FR EN POLIURETANO CON RESERVORIO DE BAJO		
PRODUCTO:	PERFIL EN POLISULFONA CON CONECTOR SLIDELOCK REF.0821418324		
REGISTRO SANITARIO :	INVIMA 2021DM-0005643-R1	F.V REGISTRO INVIMA:	29-abril-2031
CLASIFICACION DE RIESGO	III	FABRICANTE:	Smiths Medical
PRESENTACION:	C X 1	IMPORTADOR:	Arrow Medical S.A.S.
ESTERILIZACIÓN:	Oxido de Etileno		
VIDA UTIL:	5 AÑOS		
MATERIAL Y PROPIEDADES:	CATÉTER EN POLIURETANO ALTO GRADO DE BIOCOMPATIBILIDAD BUENA FUERZA DE TENSIÓN RESISTENCIA AL USO TROMBORESISTENTE RESISTENCIA A MUCHOS QUIMICOS RESISTENCIA AL ACODAMIENTO SE ABLANDA DENTRO DEL CUERPO CAPACIDAD PARA EL USO EN TÉCNICAS PERCUTÁNEAS		
CONTENIDO:	CAT. IMPLANTABLE PEDIATRICO DE 5.8FR EN POLIURETANO CON RESERVORIO DE BAJO PERFIL EN POLISULFONA CON CONECTOR SLIDELOCK 1 AGUJA HUBER 1 AGUJA ROMA 1 SELECTOR DE VENA 1 INTRODUCTOR DE AGUJA 2 GUIAS 1INTRODUCTOR CON DILATADOR 1 AGUJA 1 AGUJA 1 AGUJA GRIPER 2 JERINGAS 1 TUNELIZADOR 3 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE AGUJA		
INDICACIONES DE USO :	PACIENTES QUE REQUIEREN TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. PACIENTES QUE CARECEN DE LUGARES DE ACCESO IV PERIFÉRICO DISPONIBLES. PACIENTES QUE REQUIEREN DE NPT. PACIENTES SUJETOS A FRECUENTES MUESTREOS DE SANGRE O QUE RECIBEN TRANSFUSIONES. PACIENTES SOMETIDOS A LARGOS PERIODOS INTRAVENOSOS DE LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS.		
PRECAUCIONES DE MANEJO:	NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.		