

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:		Catéter de Drenaje Multipropósito Skater™			
NOMBRE GENÉRICO:		Catéter de Drenaje - Catéter de Drenaje Multipropósito - Skater™ All-Purpose Drainage Catheter			
REGISTRO SANITARIO:		2018DM-0002837-R1	VIGENCIA		2/10/2028
ESTÉRIL	Si	MÉTODO:	No se recomienda esterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA	VIDA ÚTIL:		5 años
TIPO DE DISPOSITIVO:		Invasivo - quirúrgico			
FABRICANTE:			Argon Medical Devices	PAÍS DE ORIGEN:	Estado Unidos
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:			Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL:	Unidad en bolsa Tyvek

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	Los catéter de drenaje multipropósito Skater™ están diseñados para el drenaje en diferentes aplicaciones como abscesos, quistes, vesícula biliar, entre otros. Cuentan con una gran luz de catéter (entre 6 y 16 F) con grandes orificios de drenaje para proveer un flujo máximo, estilete trocar Choice-Lock™ que permite colocar el drenaje de abscesos con una sola mano, recubrimiento hidrofílico Hydrofeel® en el extremo distal para brindar una colocación con mínima fricción. Disponible con o sin bloqueo "pigtail". El sistema consta de: - Catéter de Drenaje Multipropósito Skater™ - Cánula flexible - Cánula metálica		
USO INDICADO	Drenaje percutáneo de fluido en diferentes aplicaciones usando la técnica Seldinger para su colocación.		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	
756006020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 6FX20CM, TROCAR 19G	Tamaño: 6 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in	
756006025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 6FX25CM, TROCAR 19G	Tamaño: 6 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in	
756007020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 7FX20CM, TROCAR 18G	Tamaño: 7 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in	
756007025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 7FX25CM, TROCAR 18G	Tamaño: 7 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in	
756008020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX20CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in	
756008025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX25CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in	
756008030	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX30CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 30 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in	
756010020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX20CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in	
756010025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX25CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in	

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

756010030	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX30CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 30 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756012020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 12FX20CM, TROCAR 14G	Tamaño: 12 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756012025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 12FX25CM, TROCAR 14G	Tamaño: 12 F, Longitud: 5 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756014020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 14FX20CM, TROCAR 14G	Tamaño: 14 F, Longitud: 20 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756014025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 14FX25CM, TROCAR 14G	Tamaño: 14 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756016025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 16FX25CM, TROCAR 14G	Tamaño: 16 F, Longitud: 25 cm Sin bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756506020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 16FX20CM, TROCAR 19G	Tamaño: 16 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in
756506025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 16FX25CM, TROCAR 19G	Tamaño: 16 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in
756507020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 7FX20CM, TROCAR 18G	Tamaño: 7 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in
756507025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 7FX25CM, TROCAR 18G	Tamaño: 7 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in
756508020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX20CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.035 in
756508025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX25CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756508030	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 8FX30CM, TROCAR 17G	Tamaño: 8 F, Longitud: 30 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756510020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX20CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756510025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX25CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756510030	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 10FX30CM, TROCAR 17G	Tamaño: 10 F, Longitud: 30 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756512020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 12FX20CM, TROCAR 17G	Tamaño: 12 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756512025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 12FX25CM, TROCAR 17G	Tamaño: 12 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756514020	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 14FX20CM, TROCAR 14G	Tamaño: 14 F, Longitud: 20 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756514025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 14FX25CM, TROCAR 14G	Tamaño: 14 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in
756516025	CATÉTER SKATER MULTIPROPÓSITO 16FX25CM	Tamaño: 16 F, Longitud: 25 cm Bloqueo pigtail Cable guía hasta de 0.038 in

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO		
Hilo para cierre	Nailon		
Recubrimiento del catéter	Polietilenglicol (PEG)		
Enderezador curvo	Polietileno (PE)		
Enderezador metálico	Acero inoxidable 304		
Tubo del catéter	Poliuretano (PU)		
Eje del catéter	Polieximetileno		
Sutura	Polivinil Cloruro (PVC)		
CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		