

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

Código: CA11-F04

Versión:01

		INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE COMERCIAL:	Ligaclip			
NOMBRE GENÉRICO:	Sistema de ligadura - Clip hemostásico			
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0002806-R1		VIGENCIA	19/12/2024
ESTÉRIL	Si		MÉTODO:	No se recomienda reesterilizar
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		III	VIDA ÚTIL:	5 Años
TIPO DE DISPOSITIVO:		Invasivo guirurgico		



FABRICANTE:	PETERS SURGICAL		PAÍS DE ORIGEN:	FRANCIA
	VITALITEC INTERNATIONAL MADIZINTECHNIK GMBH		PAÍS DE ORIGEN:	ALEMANIA
FABRICANTE:	ITM S/A MEDICAL TECHNOLOGIES INDUSTRY		PAÍS DE ORIGEN:	BRASIL
FABRICANTE:	AVALANCHE MED SDN. BHD.		PAÍS DE ORIGEN:	MALASIA
NUMERO DE US	SOS PERMITIDOS:	Uno (1)	PRESENTACION COMERCIAL:	Blíster

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El clip hemostático de titanio ha sido diseñado para proporcionar una oclusión completa y no traumática de los vasos y venas del sistema circulatorio y periférico, garantizando una sujeción óptima una vez aplicado. Pueden ser empleados en cirugía abierta o laparoscópica de todo tipo como cirugía cardíaca, vascular y torácica, visceral y digestiva, urológica, ginecológica, plástica, entre otras. El clip es totalmente detectable por rayos X, compatible con MRI o equipo de escaneo relacionado. La estructura interna está compuesta por pequeñas cabezas piramidales en forma de diamante, lo que garantiza un agarre firme. Disponibles en 6 tamaños diferentes e identificados con un código de color para adapdarse a los distintos aplicadores.

USO INDICADO En cirugía abierta o laparoscópica para la oclusión completa y no traumática de los vasos y venas del sistema circulatorio y periférico.

	1	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
W6060-1	CLIP HEMOSTÁTICO MICRO BLANCO X 6 UNIDADES	Tamaño micro, color blanco Altura clip cerrado 2.6 mm
J1180-1	CLIP HEMOSTÁTICO PEQUEÑO AMARILLO X 6 UNIDADES	Tamaño pequeño, color amarillo Altura clip cerrado 3.6 mm
J9180	CLIP HEMOSTÁTICO PEQUEÑO AMARILLO X 9 UNIDADES	Tamaño pequeño, color amarillo Altura clip cerrado 3.6 mm
L5180-1	CLIP HEMOSTÁTICO PEQUEÑO/MEDIANO LILA X 6 UNIDADES	Tamaño pequeño/mediano, color lila Altura clip cerrado 4.7 mm
B2180-1	CLIP HEMOSTÁTICO MEDIANO AZUL X 6 UNIDADES	Tamaño mediano, color azul Altura clip cerrado 5.6 mm
V3120-1	CLIP HEMOSTÁTICO MEDIANO/GRANDE VERDE X 6 UNIDADES	Tamaño mediano/grande , color verde Altura clip cerrado 9 mm
V9120	CLIP HEMOSTÁTICO MEDIANO/GRANDE VERDE X 6 UNIDADES	Tamaño mediano/grande , color verde Altura clip cerrado 9 mm
O4120-1	CLIP HEMOSTÁTICO GRANDE NARANJA X 6 UNIDADES	Tamaño grande, color naranja Altura clip cerrado 12.3 mm

PARTES'	MATERIAL CONSTITUTIVO	
Clips	Titano puro grado 1	
CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:	Aplicadores para clips	

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO					
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75		
	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.				