

BD DIABETES CARE
ULTRA-FINE™



Ayudando a las
personas a vivir
saludablemente

Pen Needles Ultra Fine™



DESCRIPCION

Aguja para colocar en lápiz inyector de insulina

Aguja 31GX 8**MM** de acero inoxidable, totalmente siliconizada y corte trifacetado de la punta

Paredes finas que favorecen un mayor diámetro interno

Compatibilidad universal con todos los lapiceros del mercado

Cada aguja viene con sello de seguridad individual que asegura la inviolabilidad del contenido

ESPECIFICACIONES

Producto	Estéril
Producto	Libre de látex
Producto	Con código de barra
Origen	USA
Presentación	100 unidades x caja..
Código BD	320121
Certificaciones	ISO 13485:2003
	Directiva 93/42 EEC
Almacenamiento	Condiciones normales

