

ROTULADO GRÁFICO

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

~~Rotulado gráfico~~

~~IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN
INYECTABLE 500/500 mg/mg por vial~~

~~IMIPENEM / CILASTATINA~~

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico - Venta Público

Envase primario:

Vial de vidrio tipo I

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

LOGO

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab. (mes/Año):

Vence:

Vía Intravenosa

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico - Venta Público

Envase secundario:

~~Estuche de cartulina impreso debidamente sellado y rotulado.~~

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

XX Vial(es)

Composición cualitativa y cuantitativa:

Cada Vial contiene:

Imipenem **anhidro (como Imipenem monohidrato)** 500 mg

Cilastatina **(como Cilastatina sódica)** 500 mg

Excipientes:

Bicarbonato de sodio ~~estéril~~ c.s.

Vía de Administración: Intravenosa

Posología: Según indicación médica.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Almacenamiento: Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacenar a no más de 30°C.

Una vez reconstituido en condiciones asépticas controladas y validadas, este producto es estable por hasta 24 horas, almacenado entre 2 y 8°C. Los solventes recomendados son Cloruro de sodio 0.9%, Dextrosa 5% o 10%, Manitol 5%, y Cloruro de sodio 0.9% más Dextrosa 5%.

Mayor información en www.ispch.cl

El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab (mes/ Año):

Vence:

Fabricado para Ascend Laboratories SpA., Apoquindo N° 4700, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, Chile, por Laboratorio Venus Remedies, Limited. Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, ~~FE~~PIIP Phase-1 (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, Distt Solan, Himachal Pradesh, 173205, India. **Importado** por Ascend Laboratories S.p.A **Distribuido** por Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Lo Boza 120-B, comuna de Pudahuel, Santiago, Chile. Laboratorio Pharma Isa Ltda. Ubicado en Calle Colo Colo N°263, Quilicura y/o Goldenfrost S.A ubicado en Camino Vecinal 8370 Modulos 25, 26, 27.

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico – Muestra Médica

Envase primario:

Vial de vidrio tipo I

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

LOGO

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab. (mes/Año):

Vence:

Vía Intravenosa

MUESTRA MÉDICA PROHIBIDA SU VENTA

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico – Muestra Médica

Envase secundario:

~~Estuche de cartulina impreso debidamente sellado y rotulado.~~

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

XX Vial(es)

Composición cualitativa y cuantitativa:

Cada Vial contiene:

Imipenem **anhidro (como Imipenem monohidrato)** 500 mg

Cilastatina **(como Cilastatina sódica)** 500 mg

Excipientes:

Bicarbonato de sodio ~~estéril~~ c.s.

Muestra médica prohibida su venta

Vía de Administración: Intravenosa

Posología: Según indicación médica.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Almacenamiento: Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacenar a no más de 30°C.

Una vez reconstituido en condiciones asépticas controladas y validadas, este producto es estable por hasta 24 horas, almacenado entre 2 y 8°C. Los solventes recomendados son Cloruro de sodio 0.9%, Dextrosa 5% o 10%, Manitol 5%, y Cloruro de sodio 0.9% más Dextrosa 5%.

Mayor información en www.ispch.cl

El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab (mes/ Año):

Vence:

Fabricado para Ascend Laboratories SpA., Apoquindo N° 4700, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, Chile, por Laboratorio Venus Remedies, Limited. Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, ~~FE~~PIIP Phase-1 (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, Distt Solan, Himachal Pradesh, 173205, India. **Importado** por Ascend Laboratories S.p.A **Distribuido** por Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Lo Boza 120-B, comuna de Pudahuel, Santiago, Chile. Laboratorio Pharma Isa Ltda. Ubicado en Calle Colo Colo N°263, Quilicura y/o Goldenfrost S.A ubicado en Camino Vecinal 8370 Modulos 25, 26, 27.

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico – Envase Clínico

Envase primario:

Vial de vidrio tipo I

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

LOGO

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab. (mes/Año):

Vence:

Vía Intravenosa

ROTULADO GRÁFICO
IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

Rotulado Gráfico – Envase Clínico

Envase secundario:

~~Estuche de cartulina impreso debidamente sellado y rotulado.~~

IMPRACID POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE ~~500/500 mg/mg por vial~~

IMIPENEM / CILASTATINA

XX Vial(es)

Composición cualitativa y cuantitativa:

Cada Vial contiene:

Imipenem **anhidro (como Imipenem monohidrato)** 500 mg

Cilastatina **(como Cilastatina sódica)** 500 mg

Excipientes:

Bicarbonato de sodio ~~estéril~~ c.s.

Vía de Administración: Intravenosa

Posología: Según indicación médica.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Almacenamiento: Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacenar a no más de 30°C.

Una vez reconstituido en condiciones asépticas controladas y validadas, este producto es estable por hasta 24 horas, almacenado entre 2 y 8°C. Los solventes recomendados son Cloruro de sodio 0.9%, Dextrosa 5% o 10%, Manitol 5%, y Cloruro de sodio 0.9% más Dextrosa 5%.

Mayor información en www.ispch.cl

El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica

ENVASE CLINICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICO ASISTENCIALES

Reg. I.S.P. N°:

Serie:

Elab (mes/ Año):

Vence:

Fabricado para Ascend Laboratories SpA., Apoquindo N° 4700, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, Chile, por Laboratorio Venus Remedies, Limited. Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, ~~EE~~PIIP Phase-1 (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, Distt Solan, Himachal Pradesh, 173205, India. **Importado** por Ascend Laboratories S.p.A **Distribuido** por Biomedical Distribution Chile Ltda., ubicado en Lo Boza 120-B, comuna de Pudahuel, Santiago, Chile. Laboratorio Pharma Isa Ltda. Ubicado en Calle Colo Colo N°263, Quilicura y/o Goldenfrost S.A ubicado en Camino Vecinal 8370 Modulos 25, 26, 27.