

Tubo BD Vacutainer® - Sin aditivo

Características del Producto

- Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®.
- Sin aditivo para ser utilizado como tubo de descarte, con líquidos biológicos, y tubo secundario.
- Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET).
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.
- Con tapón de seguridad BD Hemogard™ (Color: Transparente).
- Medidas estándar de los tubos compatibles con todos los equipos automatizados.
- Almacenamiento entre 4-25°C.



Catálogo	Material	Tamaño	Volumen	Tapón/Color	Aditivo	Presentación	Procedencia
366703	Plástico (PET)	13 x 75 mm.	3.0 ml.	BD Hemogard™ Traslúcido	-	100	USA
366408	Plástico (PET)	13 x 100 mm.	6.0 ml.	BD Hemogard™ Traslúcido	-	100	USA

Certificados Internacionales

- Certificado FDA to Foreign Government, N° 688-10-2012.
- Certificado de NSAI to "Quality Management System" to I.S. en ISO 13485:2003, Franklin Lakes NJ 07417-1885, USA.