

Equipo Suero S/V C/Y L/S

Ficha Técnica



Descripción

Equipo para administración de soluciones en Macrogoteo 20 gotas/cc, con filtro, sin venteo, sitio de inyección en Y, tipo Luer Slip.



Usos

Dispositivo médico utilizado para administrar medicamento y soluciones por macrogoteo en pacientes hospitalizados.



Aspectos Técnicos

Características: Estéril, libre de pirógenos, atoxico, <u>Libre de Látex</u>. Soporta una fuerza de tracción estática de al menos 15N por 15s.

Largo tubo: ≥ 1500mm Grosor tubo: ≥ 0,50mm

Filtro: Retiene desde un 80% de partículas de

látex.

Color: Transparente.

Esterilidad: Con Óxido de Etileno. **Disposición final**: Descartable.

Duración: 5 años a partir de elaboración.



Empaque

Envase primario, sobre de plástico, que garantiza la mantención de las propiedades físicas, integridad y esterilidad, el diseño se ajusta al tamaño del producto. Envase secundario, bolsa con 25 unidades en una caja de cartón, resistente al transporte, distribución y apilación.



Condiciones de almacenamiento

Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar bajo luz directa del sol ni a temperaturas extremas, proteger de la humedad. No usar si envase primario se encuentra abierto o dañado.



Otras referencias

Producto hecho en P.R.C por Channelmed para Munnich Pharma Medical.

| Código | Descripción Producto | Empaque |
|--------|----------------------|--------------|
| 834277 | Equipo Suero S/V C/Y | 25 |
| | L/Slip Muncare | sobres/bolsa |