
BD DIABETES CARE ULTRA-FINE™



Pen Needles Ultra Fine™ NANO



DESCRIPCION

Aguja para colocar en lápiz inyector de insulina

Aguja 32GX 4**MM** de acero inoxidable, totalmente siliconizada y corte trifacetado de la punta

Paredes finas que favorecen un mayor diámetro interno

Compatibilidad universal con todos los lapiceros del mercado

Cada aguja viene con sello de seguridad individual que asegura la inviolabilidad del contenido

ESPECIFICACIONES

Producto Estéril

Producto Libre de látex

Producto Con código de barra

Origen USA

Presentación 100 unidades x caja..

Código BD 320479 Certificaciones ISO 13485

ISO 13485:2003

Directiva 93/42 EEC

Almacenamiento Condiciones normales