Electrodo Monitorización Multiuso con broche de Carbono - cód. 2570

Ficha Técnica



Descripción

Electrodo para monitorización electrocardiográfica con soporte de espuma.

Incorpora broche de carbono radiolúcido compatible con resonancia magnética.

Permite aplicaciones rápidas, fáciles y seguras hasta un máximo de 5 días.

Tamaño reducido para mayor versatilidad.

Fuerte adhesión inicial.

Oclusivo e impermeable a líquidos.

No contiene Látex.

Aplicaiones

Diseñado para cualquier situación de monitoreo ECG de corta y larga duración.

Áreas sugeridas de uso son las salas de urgencia, pabellón, laboratorios de ecocardiografía, laboratorios de test de esfuerzo, unidades críticas.

Uso alternativo pediatría. Puede usarse en pacientes desde 2 meses hasta 13 años.

Beneficios, Precauciones

Gel viscoso: No deja residuo y asegura una alta calidad en el trazado.

Base de espuma (foam): Confortable, facilidad de uso y manejo.

Tamaño del producto permite el uso en monitoreo tanto adulto como pediátrico.

No hay contraindicaciones para el uso de este producto, sin embargo recomendamos seguir las instrucciones del fabricante.

Para un correcto funcionamiento del electrodo mantener siempre en su envase original.

El producto si ha sido probado para uso durante el procedimiento de Imagen por Resonancia Magnética (MRI).

Empaque

Código	Descripción Producto	Soporte	Empaque
2570-5	Electrodo monitorización	Espuma	5 unids / bolsa
	multiuso con broche de carbono		

