



Fonendoscopios Littmann^R

- Entrega la mejor auscultación para el mejor diagnóstico.

CARACTERÍSTICAS

Reconocidos internacionalmente gracias a su prestigio inigualable, los Fonendoscopios 3M Littmann^R son sinónimo de precisión, calidad acústica, diseño innovador y alto desempeño. 3M ofrece una gran variedad de fonendoscopios que responden a las diferentes necesidades de los profesionales de la salud. Independientemente del modelo que usted elija, la marca Littmann^R ofrece el respaldo que usted necesita así como la calidad en acústica, garantía y servicio que usted merece. Lo invitamos a conocer las diferentes tecnologías que ofrecemos como líderes en auscultación.

VENTAJAS

Reducción de Ruido Ambiental - ANR*

(*Ambient Noise Reduction).

La nueva tecnología de Reducción de Ruido Ambiental de 3M reduce dicho ruido 75% (-12db) y permite amplificar los sonidos corporales hasta 18 veces. Este fonendoscopio está equipado para ayudarle a captar aquellos sonidos del pulmón, del corazón u otros sonidos del cuerpo difíciles de percibir, incluso cuando se encuentre en un entorno con abundante ruido ambiental. Dicha tecnología está disponible en los Fonendoscopios Electrónicos (3200).

Campana Entonable

La tecnología de campana entonable proporciona comodidad, versatilidad y una mejor acústica. La membrana de campana entonable combina el modo campana (baja frecuencia) y el modo diafragma (alta frecuencia) en un solo lado de la campana: Se puede controlar el uso del modo campana o diafragma simplemente cambiando la presión ejercida sobre la campana.

Ningún otro fonendoscopio le proporciona la misma calidad y eficacia al momento de auscultar. ¿Por qué? Porque la tecnología de 3M utilizada en la campana entonable le permite alternar entre sonidos de alta y baja frecuencia sin necesidad de cambiar la campana.

Lo invitamos a conocer nuestros modelos y a elegir el fonendoscopio que se adapte mejor a sus necesidades.



Nuevo Littmann® Electrónico 3200.



■ Con el nuevo Littmann® Electrónico 3200 usted puede auscultar con la mayor precisión, aislando el ruido ambiental y a través de la ropa del paciente.

Además podrá transmitir los sonidos de su Littmann® 3200 a su computador vía Bluetooth®.

Ausculde de la forma más segura y precisa para elaborar un correcto diagnóstico.

Con esta nueva tecnología podrá llevar los registros de auscultación de sus pacientes y visualizarlo a través de un software (Software viene incluido).

Nuevo Littmann® Electrónico 3200, registro audiovisual en su computador.



Littmann® Electrónico BlueTooth®		
Negro 3200BK27	Azul Marino 3200NB	Burdeo 3200BU



Littmann® Master Cardiológico					
Negro - Pieza Negra 2161	Negro 2160	Burdeo 2163	Azul Marino 2164	Verde Oscuro 2165	Ciruela 2167



Littmann® Cardiológico III					
Negro - Pieza Negra 3131B	Negro 3128	Granate 3129	Azul Marino 3130	Verde Oscuro 3134	Ciruela 3135



Littmann® Pediátrico				
Negro 2113	Rojo 2113	Azul Caribe 2119	Fucsia 2122	Azul Marino 2123



Littmann® Neonatológico				
Negro 2114B	Rojo 2114	Lila 2126	Frambuesa 2125	Azul Caribe 2124



Littmann® Master Clásico II							
Negro - P. Negra 2141	Negro 2144L	Burdeo 2146	Azul Marino 2147	Azul Caribe 2630	Morado 2143	Celeste 2633	Verde Oscuro 2632



Littmann® Clásico II							
Verde Oscuro 2208	Negro 2201	Gris 2203	Azul Marino 2205	Burdeo 2211	Azul Caribe 2206	Morado 2209	Naranja 2812
Celeste 2813	Verde Agua 2814	Azul Oceano 2819	Durazno 2822	Negro - P. Negra 2218BE	Fucsia 2210	Verde Pino 2818	