

ITF LABOMED

Oxan Hialuronato de Sodio 0,4% Solución Oftálmica 10 mL



CLASIFICACION

Lubricante ocular

COMPOSICION Y PRESENTACION

Hialuronato de Sodio al 0,4% LIBRE de conservantes. Cada 100 ml de solución oftálmica contiene Hialuronato de Sodio 0.400 g. Más excipientes.

Dispensador OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) con 10 ml de Hialuronato de Sodio al 0,4 %.

INDICACIONES

Está indicado como lubricante ocular, para el alivio temporal del ardor, sensación de cuerpo extraño, escozor y resequedad debido a síndrome de ojo seco o a querato conjuntivitis, irritaciones oculares leves ocasionadas por luz solar, polvo, aire, aguas cloradas y agentes químicos débiles.

CONTRAINDICACIONES

Uso pediátrico: No se han establecido la seguridad y la eficacia de Oxan en pacientes pediátricos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCION

Embarazo y lactancia: Se debe administrar con precaución durante el embarazo y período de lactancia, y siempre que el médico tratante lo indique. Oxan debe usarse en el embarazo sólo si el beneficio potencial esperado es mayor que el posible riesgo para el feto. No se ha establecido si el hialuronato de sodio se distribuye y excreta a través de la leche materna, por lo que debe usarse con precaución cuando este Oxan se administra a este grupo de pacientes.

EFFECTOS ADVERSOS

Uso geriátrico: No se han observado diferencias significativas en la seguridad y la eficacia clínica en poblaciones de pacientes de edad avanzada, comparados con personas más jóvenes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.