



# Jeringa Hipodérmica Luer Lock sin Aguja (DM400/15)

## Ficha Técnica

### ◆ Descripción

Jeringa Hipodérmica con punta Luer Lock, estéril, de un solo uso. Disponible en 3mL, 5mL, 10mL, 20mL y 50mL.

### ◆ Usos y aplicaciones

Dispositivo médico regulado por el Instituto de Salud Pública, utilizado para inyectar o aspirar de forma intravenosa, intramuscular, intrarterial y subcutánea.

### ◆ Aspectos Técnicos

**Composición:** Polipropileno (PP) Libre de Látex. Libre de DEHP.

**Características:** Jeringa con barril transparente con marcas en negrita, con escala numérica nítida y un vástago de émbolo cónico. Poseen Registro ISP y Certificación CESMEC.

**Condición Biológica:** Estéril por Óxido de Etileno.

**Disposición Final:** Descartable.

**Duración:** 5 años a partir de elaboración.

**N° de Registro ISP:** DM400/15

### ◆ Empaque

Envase primario, sobre sellado que garantiza la esterilidad del producto. Envase secundario, caja de cartón resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución, manteniendo en buenas condiciones al producto en su interior.

### ◆ Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol y humedad. Mantener a temperatura entre 15-25 °C. No utilizar si el envase primario se encuentra abierto o deteriorado

### ◆ Otras referencias

Producto Manufacturado por Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. Importado y distribuido por Munnich Pharma Medica Ltda. Distribuido por Socofar S.A.

Código	Descripción Producto	Empaque
761001	Jeringa 3mL, Luer Lock	100 unidad/caja
761002	Jeringa 5mL, Luer Lock	100 unidad/caja
761003	Jeringa 10mL, Luer Lock	100 unidad/caja
761005	Jeringa 20mL, Luer Lock	50 unidad/caja
761004	Jeringa 50mL, Luer Lock	25 unidad/caja