

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-14284/19
Nombre	: METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 1 g/2 mL
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO BIOSANO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 9655
Fecha Inscribase	: 08/11/2004
Ultima Renovación	: 08/11/2019
Fecha Próxima renovación	: 08/11/2024
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: PARENTERAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Tratamiento sintomático de estados dolorosos y febriles cuando no es posible utilizar la via enteral o rectal.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADO CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	AMPOLLAS/2 ML
Muestra Médica	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADO CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-2-3-10	AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADO CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I o II, TRANSPARENTE O AMBAR ROTULADO TAPOON DE GOMA, CAUCHO O SILICONA ESTERIL, SELLO DE ALUMINIO BRILLANTE COMPLETO O CON SISTEMA DE APERTURA PLASTICO O DE ALUMINIO, DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC, CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	FRASCO - AMPOLLA
Muestra Médica	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I o II, TRANSPARENTE O AMBAR ROTULADO TAPOON DE GOMA, CAUCHO O SILICONA ESTERIL, SELLO DE ALUMINIO BRILLANTE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-2-3-10	FRASCO - AMPOLLA

	COMPLETO O CON SISTEMA DE APERTURA PLASTICO O DE ALUMINIO, DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC, CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE				
Envase Clínico	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I o II, TRANSPARENTE O AMBAR ROTULADO TAPON DE GOMA, CAUCHO O SILICONA ESTERIL, SELLO DE ALUMINIO BRILLANTE COMPLETO O CON SISTEMA DE APERTURA PLASTICO O DE ALUMINIO, DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC, CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	FRASCO - AMPOLLA
Envase Clínico	JERINGA PRELLENADA COMPUESTA POR BARRIL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADAS, TAPON DE MATERIAL ELASTOMERICO GRADO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICONA GRADO MEDICINAL DC360, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 3 o 4 CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	JERINGAS
Muestra Médica	JERINGA PRELLENADA COMPUESTA POR BARRIL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADAS, TAPON DE MATERIAL ELASTOMERICO GRADO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICONA GRADO MEDICINAL DC360, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 3 o 4 CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-2-3-10	JERINGAS
Venta Público	JERINGA PRELLENADA COMPUESTA POR BARRIL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, TRANSPARENTE O AMBAR, ROTULADAS, TAPON DE MATERIAL ELASTOMERICO GRADO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICONA GRADO MEDICINAL DC360, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 3 o 4 CON 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36M	Almacenado A No Más De 25°C	1-5-10-20-25-50-100	JERINGAS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
METAMIZOL SÓDICO	1,055	g	

MONOHIDRATO

 Volver a tabla de registros encontrados

**Instituto de Salud Pública de Chile**

Av. Marathon 1000  
Ñuñoa, Santiago  
Casilla 48 Correo 21  
Código Postal 7780050

**Mesa Central**  
(56-2) 5755 101  
**Informaciones**  
(56-2) 5755 201

**Contacto con OIRS**  
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)